

VOC土壤采样/VODS，土壤采样手柄，土壤采样管，取样器，取样手柄

产品名称	VOC土壤采样/VODS，土壤采样手柄，土壤采样管，取样器，取样手柄
公司名称	广州尚清环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品名称:VOC土壤采样 产品名称:VODS 产品特点:用一次性芯取样器取样
公司地址	广州市天河区儒林大街后园路38号106房A76(仅限办公)
联系电话	020-29881461 13929572349

产品详情

VOC土壤采样

(1)用一次性芯取样器取样和储存土壤分析挥发性有机化合物的标准实施规程

(2)EPA SW-846 Method 5035A

Closed-system purge-and-trap and extraction for volatile organics in soil and waste samples

(3)中华人民共和国环境保护标准 HJ605-2011

吹扫捕集气相色谱-质谱法对土壤和沉积物中挥发性有机物（VOC）的测定

采样此方法时，为确保样品的有效性，减少采样过程中的损失，所采用的一种现场保护工具

使用方法：安装注射套筒于采样手柄上，采集5g、10g或者13g样品（量程可调）于套筒中，然后直接注射进VOC采样瓶中（40mL棕色瓶），然后盖上瓶盖。

注意：

带到现场的样品瓶应加好保护剂，且在实验室中称重和编号备注

通常VOC瓶为开口瓶盖，为防止在采样过程中污染瓶口和垫片，有条件的可选择防污盖

