

天津助听器 天津儿童助听器 惠耳听力

产品名称	天津助听器 天津儿童助听器 惠耳听力
公司名称	天津惠聪医疗器械销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河西区越秀路与围堤道交口（越秀路派出所前50米）
联系电话	13920222886

产品详情

惠耳听力是一家专业从事助听器研发、生产、验配与服务的高新技术企业，天津助听器价格，多年来为众多听障用户提供了优质的产品与服务。

在助听器使用过程中需要注意

戴上助听器后是否有啸叫？啸叫的主要原因是耳模配戴不到位，此时按步骤重新配戴即可；啸叫的第二个原因是承前小儿年龄的增长，耳廓变大，耳模相对小，二者不相适合，解决的方法是重新制作耳模；啸叫的第三个原因是助听器耳钩或耳模耳钩有裂痕，也可能是耳模胶管与耳钩衔接不好，天津儿童助听器，需要更换耳钩或胶管；还有一种情况是耳模胶管壁太薄，更换厚壁胶管即可解决。

惠耳听力是一家专业从事助听器研发、生产、验配与服务的高新技术企业，多年来为众多听障用户提供了优质的产品与服务。

助听器属于电子助听产品，可以让弱听人士更好的聆听，但是助听器不等同于真耳，戴上助听器不一定就能像正常人一样听声音。同样的听力损失程度，言语分辨率高的人助听效果就好。也就是越早配助听器效果越好，天津助听器，不光是听力损失的问题，较大的原因是患者对言语的理解能力要好许多。这种理解力越好，天津助听器验配，配戴助听器的效果也就越好，所需要适应的时间就越短。

惠耳听力是一家专业从事助听器研发、生产、验配与服务的高新技术企业，多年来为众多听障用户提供了优质的产品与服务。

助听器进水后，一般可以按照以下步骤操作。

1. 不要试戴助听器，不要尝试检查助听器运行是否正常。
2. 用干净的棉布将助听器表面擦拭干净，打开电池舱门，将助听器的电池取出并擦干。
3. 将助听器放入干燥盒或电子干燥盒中烘干。如果离门店较近，可送到门店交给助听器验配师处理（一般都是免费的）。

天津助听器-天津儿童助听器-惠耳听力(优质商家)由天津惠聪医疗器械销售有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津惠聪医疗器械销售有限公司（www.tjhuier.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!