

# 进口奥林巴斯CX33显微镜

产品名称	进口奥林巴斯CX33显微镜
公司名称	上海通灏光电科技有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号: CX33 观察筒:三目
公司地址	上海市宝山区联泰路63号3幢4016室（注册地址）
联系电话	021-54438173 18321151187

## 产品详情

### 进口奥林巴斯CX33显微镜

奥林巴斯CX33显微镜是奥林巴斯公司推出来一款基础型生物显微镜，我们上海通灏光电科技有限公司长期备有奥林巴斯显微镜现货，可以满足客户的随时需求，全部厂价直销，现货直发，送货到家，可以为您提供满意的服务。相关奥林巴斯显微镜CX33价格，奥林巴斯显微镜CX33参数，OLYMPUS显微镜CX33配置欢迎广大客户来电咨询。1.奥林巴斯显微镜CX33的光源改成LED照明，因此可以以自然色调观看标本。颜色温度在任何亮度都是一致的，所以用户在改变亮度时不用花时间进行调整。LED的设计寿命长达6万小时，有助于降低成本，并且整个LED寿命期间的亮度水平保持稳定。2.奥林巴斯显微镜CX33显微镜采用平场消色差物镜，在广阔的视野下提供清晰的图像平面度高的图像。这有助于用户在常规显微镜观察过程中观察样品的清晰均匀照明。照明均匀，色温恒定 奥林巴斯生物显微镜CX33采用LED照明，其色温实现了日光效果，因此，在样品的自然色条件下即可进行观察。由于在任何亮度条件下色温保持恒定，所以在需要改变亮度时，省掉了调整的时间。CX33显微镜的LED灯均有长达60,000小时的设计寿命，如此不仅节约成本，而且在LED整个使用寿命中，其亮度始终保持稳定。轻松设定，成像清晰 在使用CX33时，可以通过锁定孔径光阑来保存偏好的对比度。从而实现了在更换样品意外触碰孔径光阑时，其依然固定在之前设置的理想位置。显微镜引入了平场消色差物镜，能够在宽视场内呈现高图像平整度的清晰图像。这在常规显微镜观察中有助于操作者能够看到清晰均匀的样品。全面拓展，提高效率 奥林巴斯CX33全面的拓展性，可以应对多种观察使用的需求，也可以用单手快速地将样品放入取出。样品夹夹口略开，在操作过程中将样品牢牢夹住。这种多用样品夹适用于多种样品类型，这其中包括血球计。低位配置的调焦旋钮可以使操作者在使用显微镜观察的同时，能够将双手及前臂放在观察台上，有助于实现肢体的舒适度提升。聚焦塞可以在高放大倍数观察时，防止样品意外碰撞物镜。根据CX33显微镜的性能参数，想必大家已经对显微镜有了足够的了解，但是，在使用或者保养维护显微镜的时候，还是要有正确的方式方法，切忌在不懂的情况下私自操作。详细内容可以咨询上海通灏光电科技有限公司相关技术人员。技术参数

## 光学系统

### 无限远光学系统

## 照明系统

内置传输照明系统 柯勒照明（固定光圈） 2.4 W LED（标称值），预对中

## 聚焦

载物台垂直移动（粗动行程：15mm） 用于粗调旋钮的每旋转行程：36.8mm，聚焦挡块  
用于粗调旋钮的扭矩调节 精细调焦旋钮（最小调节等级：2.5  $\mu\text{m}$ ）

## 物镜转换器

固定四孔物镜转盘，向内倾斜

## 载物台

线性机械固定载物台，（W×D）：211mm×154mm 行程（X×Y）：76mm×52mm  
单个样品架（可选：双试样架，板架） 标本位置刻度 XY载物台移动止动器

## 观察筒

30° 倾斜三目观察筒（抗真菌） 光路选择器：目镜/摄像头端口= 100/0或0/100  
瞳距调节范围：48-75mm 眼点调整：375.0-427.9mm

## 目镜（抗真菌）

10X视场数（FN）：20 15X视场数（FN）：16（可选）

## 聚光镜

阿贝聚光镜NA 1.25，油浸式 内置光圈调节

## 观察方法

明场、暗场

## 物镜

平场消色差物镜，抗真菌 4X NA0.1 W.D.27.8mm 10X NA0.25 W.D. 8.0 mm 20X NA0.4 W.D.  
2.5 mm（可选） 40X NA0.65 W.D.0.6mm 100X NA1.25 W.D. 0.13 mm（可选）

## 额定电压/电流

AC 100-240V 50/60Hz 0.4A

## 外形尺寸

211 (W) x 397 (D) x 430 (H) mm

**重量**

约7kg