

存放2-8 双开门冷藏展示型恒温冰箱

产品名称	存放2-8 双开门冷藏展示型恒温冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联展示型医用冰箱 型号:FYL-YS-828LD 产地:北京
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

存放双开门冷藏展示型外壳表面进行防静电、喷塑处理,增加了外观质感和洁净度;箱内采用新型风道设计和循环系统设计,气流方向更加合理;温度均匀恒温无死角;制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。福意联拥有恒温系列(4-38℃, 2-48℃, 37℃, 0-100℃)等各温度段的系列产品;制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角,内置微电脑数控系统,温度数字显示,可调节LED面板,温度每度恒温可调内部强制风冷系统,风道设计,确保箱内温度均匀稳优良钢丝浸塑可调节搁架,便于存取操作,易于清洗。(具体信息请根据机型选择)

A、存放双开门冷藏展示型容量规格为1028L;

B、搁架层数;5层可调;

C、送风循环方式:强制送风循环,多孔入风使箱体内温度均匀

D、加温温度:2℃~48℃ 每度恒温可调,可根据物品的种类设置温度,保持恒温,同时有效地保了物品储存。

E、钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距,提高相对空间利用率

F、安全装置:高低温报警,断电报警,温感故障报警等,从而保了设备使用的安全性;

G、使用双层高强度钢化玻璃,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品

H、采用风冷式结构，合理风道及风量，箱内温度稳定均匀。

I、安全双门锁，实现双人双管，防止随意开启。

规格参数

【型号】FYL-YS-1028L

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB(A)00

【箱体尺寸】1265 × 680 × 2115 mm

【有效容积】1028L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a(382g)

存放双开门冷藏展示型智能控温——智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1。

优良制冷——采用优良压缩机及EBM冷凝风机

安全性高——安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启；

减耗——柜内采用LED灯管，使用长久，照明效果好，展示美观；

——纯风冷、无氟制冷剂、压缩机组、制冷速度快；

适应性强——不受地域影响，能满足电压不稳定的地区使用；

人性化高——多层搁架设计，可根据存放的规格合理地调整间隙，充分利用空间。

技术规格参数【型号】FYL-YS-828LD

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【输入功率】360w

【额定电流】2.4A

【噪音】50dB (A)

【箱体尺寸】1267 × 680 × 1818 mm

【有效容积】828L

【气候类型】N

【温度范围】2 ~ 48

【制冷剂用量】R134a (382g)

常用遮光保存

你知道有些是需要遮光保存的吗？

有些在光照下会使有效成分的含量降低而造成失效；有些光照后又会发生理化性质的变化，甚会产生有害物质，危害健康。因此这些应该用不透光的容器盛装保存，例如棕色容器或黑纸包裹的无色透明、半透明容器。

通常需要遮光保存的常用，包括以下几类：

- 1.滴眼剂：如普罗*胺、水杨酸扁豆碱、毛果芸香碱、利巴韦林、盐酸乙基优良、优良阿托品、丁卡因、利福平等。
- 2.外用防腐剂：如过氧化氢溶液、呋喃西林溶液、硝酸银溶液、聚维酮*溶液、*酞、磺胺嘧啶银乳膏等。
- 3.镇痛药：如哌替啶注射剂、复方氨基比林片剂及注射剂、芬布芬胶囊等。
- 4.利尿药：如呋塞米片及注射剂、依他尼酸片、布美他尼片及注射剂、氢噻嗪片、乙酰唑胺片等。
- 5.止药：如卡巴克洛片、酚磺乙胺注射剂。
- 6.平喘药：如氨茶碱片或注射剂、茶碱片等。
- 7.抗结核药：如对氨基水杨酸钠、优良片剂及注射剂、利福平片等。
- 8.维生素类：如维生素C、维生素K注射剂、绝大多数维生素B族片及注射剂、赖氨酸、谷氨酸钠注射剂等。
- 9.生物制剂：如核糖核酸、抑肽酶注射剂、辅酶Q10片等。

对于说明书中要求遮光保存的，应尽量将其在原包装盒内保存；如果原包装已损坏或从取来的药是分装的散片，可以把他们放在不透明的优良的瓶子或盒子中储藏。