

尿检标本存储冰箱

产品名称	尿检标本存储冰箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-828LD 产地:标本储存冰箱
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

尿检标本存储冰箱详细信息

- 一、痕迹检验鉴定。还分为手印、足迹、工痕、**类痕迹以及特殊痕迹等小类；
- 二、法医检验鉴定。分为法医临床、法医物以及法医精神病检验鉴定等；
- 三、化验类检验鉴定。**、*物、微量物、酒精定性定量分析均属此类；
- 四、DNA检验鉴定，即生物物检验鉴定类型；
- 五、声像检验鉴定。图像检验，声纹鉴定属此类；
- 六、文件检验鉴定。笔迹、印章、朱墨时序、后期涂改均属此类鉴定；
- 七、电子物检验鉴定。主要针对计算机等电子设备中电子数据物的检验鉴定。
- 八、警犬气味鉴别

=====

【型 号】FYL-YS-100E

【容 积】100L

【额定电压】220V

【额定频率】50Hz

【额定输入功率】85W

【噪声（声功计）】39dB（A）

【箱内温度控制范围】2~8 （每度可调，带双锁）

【箱体尺寸】（W×D×H）480×490×845mm

【制冷剂/用量】R600a/29g

【箱体净重】23 kg

- 1.稳定性：采用微电脑控制，无氟压缩机，性能更加稳定。
- 2.性：按键调节，温度度。
- 3.设计：采用压缩机制冷技术，噪声低于39dB（A）。
- 4.低功耗：日耗电量仅0.38KWh。
- 5.：安全工质，，操作方便，美观大方，医用材料，储存物品更加安全。
- 6.直径4mm漆包可活动层架，自由调节，操作方便简单。
- 7.配置安全门锁。

产品配置清单

- 1、说明书1本
- 2、保修卡1张
- 3、合格1张
- 4、搁架3个
- 5、钥匙2把

尿检标本存储冰箱参数：

尿检标本存储冰箱特点：

温度控制

微电脑控制，数字温度显示；风冷循环系统，箱内温度波动范围 ± 2 ，可调整设定温度使箱内温度恒定，控温，每度可调可控。

安全系统

完善的报警系统，有高低温报警、传感器故障、

直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风凉，箱内温度均匀；合理设计蒸发器，有效增大制冷

面积，提高降温速度。

人性化设计

自动除霜功能，超静音设计，耗电量低；多层搁架，安全门锁设计，防止随意开启；适合环境温度10-32℃；内胆采用不锈钢材料；内设照明灯，箱内物品一目了然，无氟制冷系统，保护臭氧层，是真正“绿色”产品。

尿检标本存储冰箱使用注意事项：实验室冰箱/的管理规定：

- 1、实验室使用的普通用途的冰箱，规定使用年限为12年，超过使用年限的，作强制报废处理。如果使用时间尚未到期限，但是损坏严重、无法修理的也须报废。
- 2、对于现有贮藏化学类试剂、易燃易爆物品的冰箱，必须实施防爆改造。没有经过改造及使用10年以上的冰箱不得用于贮藏化学类物品，经过改造的冰箱可以延长使用年限12年。如果是无霜冰箱，由于无法实施改造，必须改变其用途，只能贮藏普通物品。
- 3、凡是需要购置贮藏化学类物品的冰箱时，应购买具有防爆功能的冰箱；因各种原因无法购置防爆冰箱的，必须购买“电子温控冰箱”（并应拆除照明系统），不得购买“机械温控型”的有霜、无霜冰箱，否则不予办理固定资产增置。
- 4、各单位到实验室与设备管理处做冰箱固定资产增置手续时，除了原规定的设备信息等相关要求外，还需提供冰箱类型的明（说明书等）。