

# 实验室危化品存储柜.强酸碱柜

产品名称	实验室危化品存储柜.强酸碱柜
公司名称	深圳市友亿斯工业设备有限公司
价格	2400.00/个
规格参数	品牌:友亿斯 型号:YS30 产地:广东深圳
公司地址	深圳市坪山区坑梓街道金沙社区薛屋九巷6号101
联系电话	0755-84622986 15361638006

## 产品详情

### 实验室危化品存储柜.强酸碱柜

深圳市友亿斯工业设备有限公司主要产品为实验室家具系列。有PP板，全钢，钢木、铝木结构等各种功能柜以及其他相关配套产品。

产品有实验台，通风柜，药品柜，试剂柜，试剂架，吊柜，边柜，防爆柜.气瓶柜.更衣柜等配套设施。

#### 一、产品说明

- 1、名称：强酸强碱柜
- 2、材料：全PP板制作，同色同质PP焊条一体焊接成型

研发生产瓷白色PP聚丙烯抗强腐蚀性化学品安全储存柜，专业储存腐蚀性的化学品物质（例如硫酸、盐酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾等等），

柜体采用抗强酸碱耐冲击的瓷白色PP板承制，采用同色同质焊条一体焊接成型。根据强腐蚀性化学品的存放量和使用的方便性，

可以选择不同规格的瓷白色PP聚丙烯抗强腐蚀性化学品安全储存柜。

在各个工厂或者实验室，都存放着大量具有强腐蚀性的化学品物质，（例如：盐酸、硝酸或者氢氧化钠等化学品物质）。对于这类化学品物质的储存，

显得尤其重要。

## 二、性能特点

- 1、 板材采用PP板（聚丙烯），能防水，防酸碱，抗腐蚀等特点；
- 2、 五金专业开模生产，同等材质；
- 3、 专利一体成型折弯技术，结构独特新颖；
- 4、 柜体采用抗强酸碱化学药品，耐冲击瓷白色PP板承制，具半永久性，厚度8mm。
- 5、 配备进口聚丙烯防泄漏托盘，可单独取出，便于清洁，层板可根据需要调节。
- 6、 柜体采用一体成型，无缝焊技术，极大的加强了柜体的结构性，有效的降低了具体因热胀冷缩二引起的变形。
- 7、 柜门开口贴有警示标志，提醒周围人群注意安全，标签耐腐蚀性极高，使用年限长久。
- 8、 为提高操作安全性，化学品柜还可以使用挂锁提供额外的防护。
- 9、 可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸，硝酸，乙酸，硫磺酸等，保护操作者及周围人群安全。
- 10、 铰链/把手：均采用耐强酸、强碱的同质聚丙烯材料制作。
- 11、 调整脚：采用塑钢模具成型，无金属部分外露，可依据现场地面调整水平。
- 12、 聚丙烯防溢露托盘盛放泄露的化学液体，可移动便于清洁。
- 13、 为提高操作安全度，化学品柜设计有使用挂锁孔，可加配挂锁。
- 14、 为降低环境污染，维护使用者的健康。

## 三、主要功能

- 1、 放置相应的实验室物品；
- 2、 柜子可配有锁具，管理实验室物品的安全；
- 3、 按需求配置层板，便于放置高低不同的物品；

实验室危化品存储柜.强酸碱柜

## 四、使用说明

- 1、 出厂时柜体采用保护膜包裹，使用前先拆除包装保护膜；
- 2、 轻拿轻放与所使用的位置
- 3、 使用前，撕去产品表面的保护膜，不可连保护膜使用；

- 4、安放位置后，要调节柜体水平；
- 5、室内空气温度在10 -25 为强酸强碱柜的适宜温度；
- 6、不使用时，柜门需关闭，以免妨碍其他实验活动的进行，防止发生碰撞；

## 五、保养指南

- 1、日常保养时，应使用干净的软布揩净表面灰迹；
- 2、有顽固性的污垢，可用抹布沾肥皂水或喷少许玻璃清洁剂与产品表面，消除污垢；
- 3、切忌使用硬物、金丝球，刀片等摩擦表面；
- 4、尽量避免用尖锐物体刻划，摩擦及其他重力冲击；
- 5、本产品虽防酸、碱性化学物品，但也要及时冲洗和清除；
- 6、要定期保养，一般每季度保养一次；
- 7、保养后用干净是不揩净表面尘迹后，稍后再用干净的软布擦干；
- 8、搬运是应有外包装，轻搬轻放；
- 9、应避免高温阳光长时间照射强酸强碱柜，以免造成局部变色，褪色；
- 10、门扇移动时及锁具使用时，要缓慢、轻移的操作，不可拉扯；
- 11、锁紧连接螺丝，防止松动，须不定期检查；

## 六、售后服务

非人为不正常使用因素及自然灾害原因造成的情况，本公司保修一年。

备注：柜门钥匙最好专人专管！

坚持客户是否满意是衡量我们工作是否合格的标准，最终将赢得您的信赖。