

# 数码经络疗仪.数码经络理疗仪,经络 ,经络理疗仪,

产品名称	数码经络疗仪.数码经络理疗仪,经络 ,经络理疗仪,
公司名称	深圳市诺之康科技有限公司
价格	19.00/件
规格参数	品牌:其它 产品类别:.按摩 部位:颈部
公司地址	深圳市宝安区福永街道兴围第一工业区兴华路北第17幢721号(办公场所)
联系电话	15813716108

## 产品详情

品牌	其它	产品类别	.按摩
部位	颈部	电源方式	交流
工作方式	电动	贸易属性	外贸原单
加印LOGO	可以		

亲爱的朋友们：目前市场上假冒的低周波按摩器/数码经络理疗仪非常多，本产品拥有多项专利技术，专利方授权通用名称为康丽系列低周波按摩机和数码经络理疗仪，目前专利授权的品牌为康逸派keypal；主要营模式为直销、药店柜台、专卖店，以及电视购物和铁道列车销售等；康逸派keypal为国内唯一经授权的合作单位，其他生产和销售组织均为假冒产品，其产品只追求低成本，产品材料及使用性能均达不到健康用品标准，广大消费者请对自己健康负责，请认真选购切勿贪图小便宜造成不必要的损失，选购康逸派品牌是您明智的选择，康逸派是专利唯一授权可进商超专柜及专卖的品牌，产品有国家技术监督局物品编码中心颁发的全球唯一产品识别标识，根据条码信息可在全球范围内识别和消费者服务。防假必看：健康使者为假冒该款产品的源头，健康使者为安徽省信达科技有限公司注册商标，但目前该商标被众多厂家使用，成为江湖推销人员的忽悠之物，市面上健康使者牌的经络治疗仪均没有打上生产厂家地址和电话等信息，所以在网络上销售的健康使者牌经络治疗仪也均没有生产厂家信息，如果在淘宝商城销售健康使者品牌可以直接投诉品牌不符及三无产品，即使标着健康使者牌也不敢打生产厂家信息，因为打了涉及商标侵权，故此，健康使者品牌经络治疗仪均为只为了保障部分低端销售者及江湖推销者的利益，使消费者在使用中产生的问题无法找到供应者解决。因为现在市面上健康使者品牌无厂家信息只保障江湖推销者的利益，故更有不法销售人员要求部分厂家在包装上打上药械准字号，以便更好的忽悠老百姓，卫生部已专门对此非法药械准字号做出过处理，大家可以百度搜索相关案件，目前还是有众多无厂家信息健康使者品牌经络治疗仪在市面流通，请消费者慎买健康使者品牌，因为专利人从未授权健康使者的商标所有人安徽信达公司，市面上的健康使者牌只是盗用商标且不敢打出厂信息的三无产品。

基本配置：包装盒、说明书、主机、一拖二导线、贴片一对、电池三节（航空发货取下）可选配置：1.

理疗部分：可加选或换为一拖四导线、可加选多对贴片 2.屏显部分：

可选择带发光功能的蓝屏机(较为耗电/主要方便夜间使用/光较强为保护视力建议不选) 3.电源部分: usb线、220v普通电源充电器(即手机usb充电器)、车载点烟器电源(即usb车充) 动力：3节7号电池(原装送试机电池三节)，电脑usb口供电/普通电源供电/车载供电(需选配)，智能仿真人按摩

现代城市人经常埋首于办公室的繁琐工作或过于久坐，而忘了活动放松，以致腰酸背痛，久而久之就会引起颈椎等疾病，而有了这个简单小巧的按摩器，只需把两块传动贴片轻轻一贴要在按摩的部位，选择自己喜欢的揉捏，捶打，自动按摩，针灸，指压等方式，再加以力度选择(10段不同的力度)，就可以达到如同真人的按摩感觉，边工作边按摩，充分利用时间，使你精力更充沛，工作更持久，是不可多得的贴身帮手，两片贴片可同时按压穴位道，有效消除疲劳；可模拟多种真人按摩运动---揉捏，捶打，自动按摩，舒筋，指压.....利用高频率刺激穴位，加快体内气血循环，有助于快速消除疲劳。是集瘦身、健胸、休闲于一体的礼品！

一、产品特点：1、超大屏幕使用更方便具有大屏幕lcd，带有背光源(须选蓝屏)，包含强度、功能、模式、治疗、时间、中英文显示系统，人体经络穴位图等。2、奇妙波形感受更真切奇妙波形组合,让您切实体会到针灸、捶背、按摩、火罐、推拿、刮痧的真实感觉。3、经济实惠人人用得起您仅需花几十元钱,就可以拥有一个使用寿命极长的有着“口袋里的保健医师，贴身的健康护士之美称”的“数码经络治疗仪”。就如请回了一个家庭保健医师，按摩师、贴身的健康护士等。既节省了常年去专业按摩室进行推拿按摩的高额费用，还可以随时随地进行有效的日常保健。既经济，又实惠！常人皆实用，人人用的起。4、精致轻巧携带更方便本机小巧、精致、轻便，方便旅途中、工作或外出散步时随身携带。且无须使用交流电，使用更方便。因此被誉为“口袋里的保健医师，贴身的健康护士”！5、.操作简便常人易掌握设计人性化，功能菜单操作简便易学，可根据自身需要设定时间或调整适合自己的功能模式，附粘贴板的电极可轻易地贴在要保健按摩的部位。6、质量可靠使用更安全正规厂家生产，经严格质量检验把关，使用更安全。7、馈赠亲友体面又健康送礼不如送健康！用“数码经络治疗仪”馈赠亲友体面、健康又大方。

二、功能名称介绍：1、输出电极插孔：连接输出电版。2、超大液晶显示屏：直观同步显示本机状态。3、电源开关键：开机/关机功能。4、中文/英文显示键：按此键可显示液晶屏幕显示中英文。5、功能选择键(模式键)：本机特有的八大功能，针灸、捶击、按摩、火罐、刮痧、瘦身、免疫调节，按此键一次即变一种治疗模式，八种模式可依次循环选取，开机时仪器自动进入针灸模式。6、定时键：每按一次此键增加5分钟定时，最多15分钟定时，开机后自动定时15分钟。7、强度增强键：增加治疗强度，每按键一次，增加一个强度单位，最大为15。8、强度减弱键：减弱治疗强度，每按键一次，减弱一个强度单位，最小为0。

三、简单的使用方法：1、使用前的准备：

装入电池：将电池盖轻轻地拉开，再将7号电池3节按照正负极位置装入。

准备电极：将贴片的保护纸轻轻撕下，使用完后，再将贴片贴在绕线板上。 电极位置：用湿毛巾将要治疗的部位擦干，去掉油渍和汗渍，再将电极片直接粘贴在治疗部位，两个电极片需同时放置于体表，否则无法进行治疗，电极片无须对称放置。2、具体的操作方法： 打开电源：按一下开关，液晶显示屏呈开机状态，同时治疗治疗模式指示箭头指向针灸模式，此时强度为0，定时15分钟。

选择中英文显示：按动中英文显示键，显示屏可转换中文或英文。 选择治疗模式：按功能选择键可依次选择针灸、捶击、按摩、火罐、推拿、刮痧、瘦身、免疫调节任一治疗模式。

调节强度：按压强度调节键，调节到合适强度。 定时选择：可选择5-15分钟，每按一次增加5分钟3、

注意事项： 如需再次使用，请再次按一下开关键，重复以上步骤。

在治疗途中，如果改变治疗模式，强度会自动默认为0挡，此时只需重新调节您合适的强度即可。

在治疗途中，如果改变治疗部位，即改变电极位置，应先按开关键，关机后再按以上步骤进行。

如果治疗停止，请先按开关键，关机后再取下电极。

从主机上取下电极，请拉插头部分，切勿拉线。4、产品保管及保养方法： 清洁主机：用软布擦拭，切勿使用稀释剂、汽油或易挥发液体。 清洁电极片：电极片上的脏物可用沾湿的布擦拭，或立即用清水冲洗立刻甩干后可重复使用。 存放：将治疗仪放置在小孩拿不到的地方，应原离潮湿、高温、太阳

直射及水溅等地方。长时间不使用应将电池取出。