

# 尼康显微镜实验室分析【E200】

产品名称	尼康显微镜实验室分析【E200】
公司名称	上海德沃斯科技仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:正置式金相显微镜 品牌:nikon尼康 型号:E200
公司地址	青浦区西岑街349号2幢3层C区310室
联系电话	021-34633039 13764317865

## 产品详情

类型	正置式金相显微镜	品牌	nikon尼康
型号	E200	仪器放大倍数	0
目镜放大倍数	0	物镜放大倍数	0
重量	0 (g)	适用范围	0
装箱数	1		

nikon e200生物显微镜供医疗卫生机构、科研单位、高等院校和中等专科学校等部门，作生物学、病理学、细菌学观察、教学和专业研究、临床试验及常规医疗检验。特点cfi60光学系统--世界最高级别的无限光学系统，第一次应用于nikon显微镜，使得在任何放大率，成像都清晰.e200具有与其它nikon显微镜一样的舒适性及稳定性。与e系列高级显微镜附件兼容。由于nikon无微不至的人机学设计，长时间的舒适操作得到保证。这与nikon其它实验室及研究用e系列显微镜的设计一样。比如：调焦手轮与工作台手柄离操作者一样远，可以保持自然姿势，不用弯户，实现单手操作。由于两者位置低，操作时可将胳膊放在桌子上。而且，更换切片容易，目镜筒倾斜角较小，可舒适地观察。从机架到底座一体化设计，工作台升降机构位于基座内，机背上导轨全程188.5mm，刚度及防震性能更好，成像质量高。nikon独一无二的发明，自恢复聚焦工作台使人们不用手动重新调焦，更换切片操作更安全容易。工作台按下后可立即下降，以便更换切片或给切片滴油，一旦手移开，就返回原始位置。工作面积大，可同时装两块切片。更换灯泡时，不用升降显微镜，可简单地打开集光镜罩，然后更换灯泡。目镜筒倾斜30°确保自然姿势下舒适观察。根据操作者的不同体格，双目瞳的最小距离为47mm。当简单地将目镜筒向上部旋转180°时，双目瞳距为64mm，眼点高度升高34mm，对身材特别高的人，可配置眼点升高块。规格

放大率范围

目镜  
物镜

phi摄影目镜  
转换器  
工作台  
聚光镜

照明系统  
粗微调焦

光路中间附加装置

主要特点：

cfi60无限远光学系统，60mm齐焦距离。再定焦载物台：轻压载物台，更换标本后载物台自动复位。低位载物台移动手柄，与调焦机构一起可进行单手操作。人机工程学双目镜筒：视角可调。各种附件可供选配：相差附件、暗场附件、荧光附件、偏光附件、数码相机、图像软件。