

# 珍艾子午养生坐灸仪

产品名称	珍艾子午养生坐灸仪
公司名称	东莞市康普来电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:康普来 功率: 120W (加热) 输出功能:艾灸、红光、电疗
公司地址	广东省东莞市桥头镇李屋沿河路一街10号 (注册地址)
联系电话	13554907979

## 产品详情

特点：

- 1、三位一体：坐灸仪有治、寻、养三位一体的特点，即有病治病，未病寻病，无病养生。
- 2、四效合一：坐灸仪有驱寒邪，补元阳，通经络，调正气之功效。坐灸仪无明火、无烟、安全、环保、不影响环境。操作简单，几个按键就轻松搞定，节省时间和精力。特别是能量子的渗透力更强。
- 3、坐灸仪与普通艾灸的关系艾灸的施灸理论，同是坐熏灸也改进及避免了艾的弊端，推动了中医传统灸法的发展和普及。

功效：

- 1、热力疏通微循环，通经活络，让药方直过病灶，调理内部细胞环境，调和气血改善机体功能，增强免疫力。
- 2、改善子宫卵巢、阴道、尿道、前列腺等部位的营养状况及功能，美容祛斑养颜，清除各种妇科炎症，前列腺炎，性功能障碍，痔疮等带来的痛苦

注意事项：

- 1、在做灸时，避免过饥过饱，尽量不要被风吹到，同时做完艾灸后要注意保暖。
- 2、灸后要喝较平常多量的温开水(绝对不可喝冷水或冰水)，有助排泄器官排出体内；
- 3、饭后一小时内不宜温灸。脉搏每分钟超过90次以上禁灸；过饥、过饱、酒醉禁灸；

- 4、孕妇禁用；
- 5、身体发炎部位禁灸；
- 6、施灸要循序渐进，初次使用艾灸，要注意掌握好刺激量，先少量、小剂量。
- 7、一般不要在饭前空腹时和饭后立即施灸。

电源/频率	AC220V/50HZ
整机功能	120W（加热）
输出功能	艾灸、红光、电疗
定时	5-60分钟可调
足疗强度	足疗30级强度调节
红光	波长650nm，输出功率为1mW-5mW
热灸温度	1-9，共9档可调，250（PTC）