

# 全自动精子分析仪

产品名称	全自动精子分析仪
公司名称	南宁松景天伦生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南宁市高新区工业园9#区标准厂房8号楼4层
联系电话	0771-3899633 18007805262

## 产品详情

迈朗精子全自动分析系统，严格按照世界卫生组织（WHO）和KRUGER标准，并通过ISO9001认证。产品被国家科技部列入“2005年国家重点新产品计划”项目，并获得国家科技部、国家税务总局等部委颁发的国家重点新产品证书；科技部中小企业技术创新基金立项证书；国家火炬计划项目证书、国家版权局计算机软件著作权等荣誉。产品用于临床精液检验，能够极大提高临床检验水平，广泛应用于泌尿科，男性科及计划生育、优生优育研究等。

技术规格：1.样品允许一次采集检测数量：2000个；误差 $\pm 2\%$  2.检测速度范围0-250（um/s）  
3.对每一样品采集幅数为25-100幅，可调 4.采集分析时间（秒）不大于10 5.图像采集的视野组数1-30 6.检测项目：精子密度、精子活率、精子运动轨迹、精子运动分布图、精子总数等30项以上精子检测分析功能；在报告中的路径速度（VAP）、曲线速度（VCL）、直线速度（VSL）均带有方差参数。精子形态学检测与分析：对畸形精子、白细胞、红细胞、衣原体、支原体等有形成分分析统计。附加前列腺液分析功能和超高倍支原体检测分析功能。 7.精子自动编号标注与统计：精子全自动分析软件对精子图像数学形态化识别后自动分配编号。每个精子有一个独立编号，然后对其运动轨迹进行准确跟踪识别，以取得比较准确的运动参数和统计学参数。 8.软件采用自动识别模式与准确识别双模式，大大提高准确度。 自动模式：在识别训练获得的参数数据基础上直接识别。 准确模式：在多次自动识别训练及参数调整后，自动识别过程中仍出现个别误识别或遗漏识别时，可自动对误识别剔除或对遗漏补进，屏幕视野识别率可达99.9%，实现准确识别与准确跟踪。