

手术室医用加热箱

产品名称	手术室医用加热箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:用于药品药业加温及恒温保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室医用加热箱制造公司。在这个日新月异、突飞猛进、讲究多元化、相伴双赢的年代里，我公司结合市场的多变性，适用性、灵活性及时调整了产业结构，加强了技术，不断制造出实施对路的新产品，以满足不同市场和不同客户的需要和要求。为广大消费者创造出了更多、更美、更实用的好产品。福意联（Fuyilian）企业一直秉承“诚信立足，**致远”的宗旨，立足，放眼，经过十几年风雨无阻的打拼。

手术室医用加热箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联手术室医用加热箱由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

目的探讨腹腔镜下置管灌洗引流(LPLD)在重症急性胰腺炎(SAP)早期治疗中应用的可行性、临床价值与技术特点。方法用LPLD的方法早期治疗21例SAP病人,对治疗结果进行回顾性

手术室医用加热箱推荐参数：

单开门设计产品型号:FYL-YS-430L容 积:430L 搁架层数；7层可调温度范围:2~48
送风循环方式：强制送风循环，多孔入风使箱体内温度更均匀额定电压:AC220V 加温温度：2 ~ 48 每度恒温可调，可根据储存物品种类设置温度，以达到理想效果，同时*有效地保了物品本身具有的特性；
额定频率:50Hz 优异钢丝浸塑搁架用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率外形尺寸:595 × 680 × 1805 mm *装置：多重*装置：低温报警，断电报警，温感故障报警等，从而保了设备使用的*性；商品重量:105kg 箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。气候类型:N.SN 此

产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。制冷剂用量:R600a (55g) 采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。额定输入功率:160W使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和*锁功能，防止出现意外。温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。产品配置清单1、说明书1本。2、保修卡1张。3、合格1张。4、搁架7个。5、钥匙1把。目的探讨加热液体灌洗法在腹腔镜手术中的应用。方法将60例妇科拟定腹腔镜手术病人,随机分成实验组(n=30)和对照组(n=30),实验组术中应用经保温水箱加热的38℃温生理盐水灌洗腹腔;对照组术中应用未经加热的常温生理盐水灌洗腹腔,比较两组患者术后寒战发生率及术程中患者体温变化。结果实验组病人在手术中30min和术毕时体温明显高于对照组(P<0.01),但寒战发生率明显低于对照组(P<0.01)。结论在腹腔镜手术中应用经保温水箱加热的温盐水灌洗腹腔有利于减少术中病人的体温下降,减少术中并发症的发生。双开门设计

1.规格参数：2.产品型号：FYL-YS-431L3.产品形式：立式4.噪音：48dB (a) 5.功率：200W6.电压/额定频率：220V/50Hz7.温度范围：0-100℃ 每一度恒温调节8.玻璃门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度9.外形尺寸：(宽×深×高)：595×675×1795mm10.内部尺寸：(宽×深×高)：508×530×1574mm11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度14.安全锁：双*锁设计，防止随意开启15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。18.箱体：箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

低温设计

型号：FYL-YS-1028L外形尺寸：(W×D×H) 1267×678×2105mm内部尺寸：(W×D×H) 1160×585×1575mm额定频率：50Hz 加热方式：PTC陶瓷加热器
外箱材料：箱体采用优异的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和制冷剂：R134a (382g)
恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角功率：360W 循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀电压：220V 制冷方式：压缩机制冷(无氟制冷剂)容 积：1028L
冷却器：采用能除露管+翅片冷凝器，翅片恒温箱，设计合理，有效增大制冷面积，提降温速度净重：258kg *性：完善的报警系统，低温报警、温感器故障报警、断电报警功能温度范围：-2-48℃ 每一度恒温调节 人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱体内部具备照明设施内箱材料：医用材质(不同型号内部材质有区别)保温材料：采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：精制密封条(耐温，)温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度箱体门部：使用双层强度钢化玻璃，保温效果好，透明度*锁扣：*双门锁设计，实现双人双管

福意联公司自成立以来坚决以精美手术室医用加热箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

型号\功率\电压\尺寸\重量

-5 ~-10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430×480×510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

北京福意联有限公司始终秉承“质量为本、诚信为旨、致力**、以客户为先，尽心尽力为客户服务”的经营理念。我们以真挚的热诚和积的态度服务于广大客户。公司在经营过程中以优良的职业道德、的商业信誉、高质量的产品、完善的服务赢得了广大用户的信赖和支持。公司渠道广泛、实力雄厚、技术，支持。

我院引进腹腔镜设备时使用简易冲洗装置与其配套使用,效果满意,现将方法介绍如下:1
方法(1)选用输液吊瓶,加入生理盐水,利用液体高度的压力差进行冲洗,再与手术

福意联拥有冷藏系列(2-8, 2-10, 2-20等)恒温系列(4-38, 2-48, 37, 0-100),低温系列(-19 ~ 10, -25 ~ 10, -30 ~ 10, -12 ~ 10),车载冷链运输系列(2 ~ 8, -19 ~ 10, -20)等各种温度段的温控产品;适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;恒温保存箱2-8 /20 /25 /30 大屏幕数字温度显示,便于观察,宽电压带,适合220v电压下使用,采用智能电脑控制器和灵敏度传感器多点控制,箱内温度准确控制在2-48,具有多种功能(根据机型不同,机器自带具有高低温等功能),出现故障会得到及时提醒,保障存储物品*,用户可根据存放物品的多少调节搁架间距,提高相对空间利用率;强制风冷,箱内温度更均匀。(具体信息请根据机型选择)

手术室医用加热箱特点：内设照明灯，存取物品一目了然，箱体采用优异结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和。智能恒温系统：微电脑智能温控系统，LED数码显示屏，温控可调可控。人性简洁设计：三层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好，·多重报警功能：温报警，低温报警，温感故障报警等，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角·优异板材结构：喷涂工艺，表面色泽柔和，优异可移动浸塑搁架性能稳定：PTC陶瓷复合加热器设计，使用*，加热迅速·低功耗，宽电压带，适合电压不稳地区使用，*门锁设计，防止随意开启保存储物品*。温控系统：制冷和制热双向循环控制：带液晶显示控制系统、更实用；嵌入结构：特有冷凝风循环系统、可入墙；紧凑机身：台式紧凑型随意放置、更方便；设计：风冷无霜超静音设计、更稳定；多重*：低温报警*门锁、更可靠。人性设计：双锁设计，宽电压带、更*智能控温：微电脑数控系统，温度数字显示，控温。制冷原理：无氟压缩机制冷，具有热补偿功能。加热原理：PTC陶瓷加热技术，强制风循环，让箱体内部温度更加均匀。门体设计：三层强度中空玻璃，透明保温，可视*又方便门锁设计：*门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品*。外箱材料：采用优异冷轧钢板内胆材料：采用ABS工程塑料。箱体保温：采用密度无氟聚氨酯发泡层。物品存放：优异不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗、清洁方便故障报警：完善声光报警系统（低温报警传感故障报警等），物品存放更*。

手术室医用加热箱

因产品众多，不能一一展示，了解详情可来电咨询，感谢您的支持！

福意联系列产品：恒温箱，冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱，高低温设备

2-8 恒温冷藏箱系列/FYL-YS-66L/88L/100E

2-20 大型恒温冷藏系列/FYL-YS-828L/1028L

0-100 智能宽温设备/FYL-YS-151L/281/431L

-20 ~ 10 低温系列/FYL-YS-30L/45L/60L/108L/178L/258L

-12 ~ 10 直流系列/FYL-YS-18L/50LL/100LL

4-38 恒温冷藏系列/FYL-YS-50L/100/138L/

2-48 恒温冷藏系列/FYL-YS-150/230/280L/310L/430L

手术室医用加热箱福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺*无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

其它拓展3.车载压缩机冰箱可以在哪些车型上使用？·几乎可以用在任何车型上，只需根据车型选择合适的产品型号即可；12V和24V两种电压均可适应。4.车载冰箱适合放在车上哪里使用？·体积小的车载冰箱可以放在副驾驶位和后排座椅中间；体积较大可以考虑放在后备箱

目的探讨腹腔镜下置管灌洗引流(LPLD)在重症急性胰腺炎(SAP)早期治疗中应用的可行性、临床价值与技术特点。方法用LPLD的方法早期治疗21例SAP病人,对治疗结果进行回顾性.

在经自然腔道内镜手术(NOTES)的感染预防中临床应用...手术在腹腔镜手术室进行,患者取仰卧位,常规气管 ...内液体,然后使用聚维酮碘溶液200-300ml 喷洒灌洗

正目的探讨腹腔镜技术在胰腺外科中的应用价值。方法回顾分析我院2001年11月~2007年7月开展腹腔镜胰腺手术患者临床资料24例,其中行腹腔灌洗引流术15例,腹腔镜胰十二指肠切除术5例,胰腺部分切除术2例,胰腺体尾部切除术1例,胃空肠侧侧吻合术1例。