

手术室医用加温柜430L

产品名称	手术室医用加温柜430L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:用于药品药业加温及恒温保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

手术室医用加温柜430L制造北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是坐落于北京市东城区CBD银河SOHO的技术企业，公司成立于1999年，是国内的恒温冷藏设备与冷链运输设备整体解决方案供应商。以德敬人，以诚立人；福意联（FU.YI.LIAN）企业将用热诚的心真诚服务于有新老客户。福意品质，值得信赖！

手术室医用加温柜430L公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联手术室医用加温柜430L由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

手术室医用加温柜430L推荐参数：

单开门设计产品型号：FYL-YS-280L容 积：280L 智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和*锁功能，防止出现意外。温度范围：2~48 产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统、制冷系统、制热系统、显示系统。额定电压：AC220V
箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。额定频率：50Hz 温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。外形尺寸：595 × 570 × 1445mm采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。商品重量：73kg制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。气候类型：N.SN使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。制冷剂用量：R600a（55g）采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不

同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。额定输入功率：160W此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。产品配置清单：1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个 5、钥匙1把双开门设计

1.规格参数：2.产品型号：FYL-YS-431L3.产品形式：立式4.噪音：48dB (a) 5.功率：200W6.电压/额定频率：220V/50Hz7.温度范围：0-100 每一度恒温调节8.玻璃门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度9.外形尺寸：（宽×深×高）：595×675×1795mm10.内部尺寸：（宽×深×高）：508×530×1574mm11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度14.安全锁：双*锁设计，防止随意开启15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。18.箱体：箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\喷塑处理。

低温设计

福意联公司自成立以来坚决以精美手术室医用加温柜430L产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

型号\功率\电压\尺寸\重量

-5 ~10 \FYL-YS-50LL\70w\220V\430 × 480 × 510mm\23KG

-12 ~10 \FYL-YS-100LL\70w\220V\480 × 490 × 840mm\25KG

-25 ~ 25 系列

FYL-YS-18A\35W\220V\520 × 270 × 360mm\9.5KG

FYL-YS-25A\35W\220V\520 × 270 × 420mm\10.2kg

-25 ~ 10 系列低温运输系列

型号\功率\电压\尺寸\重量

FYL-YS-30L\45W\220V\560 × 400 × 398mm\18KG

FYL-YS-45L\50w\220V\650 × 400 × 430mm\20KG

FYL-YS-60L\55w\220V\650 × 400 × 520mm\22.5KG

FYL-YS-108L\60w\220V\605 × 570 × 932mm\27.5KG

FYL-YS-158L\70w\220V\955 × 585 × 825mm\37KG

FYL-YS-178L\75w\220V\965 × 520 × 855mm\39KG

FYL-YS-228L\85w\220V\1040 × 630 × 910mm\54KG

-18 ~ 10 系列

FYL-YS-7\80W\220V\791x483x533mm\31KG

FYL-YS-95A\80w\220V\791x483x633mm\34KG

FYL-YS-117A\80w\220V\791x483x733mm\38KG

福意联公司 (Fuyilian) 企业技术力量雄厚, 拥有一批高素质的科研管理人才。机械、电子电器等技术工种齐全, 检测设备, 一系列高、精、尖产品已远销欧美、南非等地区, 各地均有销售。福意联将以的技术, 精益求精的产品质量及完善的为的宗旨, 公司全体员工热忱欢迎海内外新老朋友光临指导, 洽谈业务, 技术合作。

本产品属多用途恒温冷藏设备, 温度宽泛在2-48度之间, 可任意设定需要的数值, 制冷系统与制热系统匹配合理, 采用强制空气循环, 确保箱体内部整体恒温。降温或制热速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求。福意联拥有冷藏系列 (2-8 , 2-10 , 2-20 等) 恒温系列 (4-38 , 2-48 , 37 , 0-100), 低温系列 (-19 ~ 10 , -25 ~ 10 , -30 ~ 10 , -12 ~ 10), 车载冷链运输系列 (2 ~ 8 , -19 ~ 10 , -20) 等各种温度段的温控产品; 适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业。

手术室医用加温柜430L特点: 箱内设有多个不锈钢搁板的搁架、拆卸方便, 且易于清洗*和调节搁板间隔度。箱内设有日光灯照明。精度电脑温度控制系统, 箱体内置温度传感器。智能控制风扇强制冷气循环系统, 确保箱体内部温度均匀性。自动温度控制, 在2 ——48 范围内任意设定, 温度显示精度1 。采用无氟制冷剂, 效压缩机, 静音。风冷式效冷凝器, 翅片式恒温箱, 制冷迅速。不锈钢箱体, 大屏幕数码显示。使用三层强度钢化玻璃, 保温效果好, 透明度, 便于随时观察箱体内部存放的物品。箱内照明系统使箱体内部一目了然。不锈钢轧花内胆可调整搁架, 且易于清洁。微电脑温度控制器, 数码显示, 具有低温报警、温感器故障报警和断电报警功能, 防止出现意外。微电脑控制温度数字显示, 可调整温度恒定在4 -38 , 2-48 波动范围小。

手术室医用加温柜430L承诺: 1. 工程师将向您提供7×24小时的无假日服务2. 设备安装承诺: 有设备将于合同约定的时间内到货, 工程师将根据合同及客户约定的时间进行安装、操作培训及维护保养说明。3. 设备保修承诺: 设备到货一个月内请验货安装并正式启用, 将同时开始计算保修期, 免费保修期为一年, 压缩机三年, PTC加热模块三年。若因客户原因延迟安装, 到货后一个月将开始计算保修期, 在保修期内每年提供一次免费维护服务, 设备发生任何故障, 请客户立刻报修, 工程师在接到报修二十四小时内响应。4. 保外承诺: 设备保修期满后, 我们向客户提供设备使用期内的终身服务, 客户只需支付配件费用和相关人工费、交通费、安装材料费。对更换的配件提供12个月保修, 福意联对有服务采用保修。5. 技术支持服务: 北京福意联设有门的应用技术工程师, 向客户提供实验室及生物技术领域的应用技术支持服务, 对于与北京福意联的产品相关的应用技术问题, 应用工程师将于24小时内回复, 与用户协商确定解决方案。

手术室医用加温柜430L

福意联以“以德敬人、以诚立人”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、产品配发检验合格和适量使用说明书，以确保用户能正确安装使用我公司产品。

二、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的12个月内或产品安装12个以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。

三、用户对我公司产品提出质量异议，公司保在接到用户提出异议后24小时内作出处理意见。若需现场解决的，保派出技术服务人员，并做到质量问题不解决服务人员不撤离。对每件用户反馈的产品质量问题及处理结果我公司将予以存档。

四、在任何情形下，本公司均不承担因缺陷产品，更换而导致的劳务、材料、设备、工程或其他相关的连带费用。本公司此项产品承诺可以代替其他明示或暗示形式产品质量担保，并且可视为买方的赔偿和卖方的责任。

其它拓展9.如果用汽车电瓶供电，冰箱能够运行多久？具体时间取决于以下因素：1.冰箱工作的环境温度：环境温度越高，电池使用时间越短；2.冰箱内存放的物品种类和数量：物品越多，冰箱需要消耗更多电量来保持设定温度；3.开关门的次数：开关门频繁，冰箱耗电量增加；4.汽车电池的容量和电量状态：电池容量越大，使用时间越长；电量越充足，使用时间越长；5.冰箱的设置温度：设置温度越低，耗电量越大；6.冰箱电池保护的设置等级：电池保护等级越高，使用时间越短；· 冰箱短运行时间约=电瓶容量的40%/平均放电电流（此时电池保护等级设置为“HI”高11.8V）· 冰箱长运行时间约=电瓶容量的70%/平均放电电流（此时电流保护等级设置为“Lo”低10.1V）· 平均放电电流=功率*平均运作时间/工作电压。