



控制单键操作

声音提示中文语音提示全部操作 屏幕内容显示语音提示全部内容

指示器提示自检结果、电极情况、电池电量精确显示

报警语音提示、系统报警

同步电击内置自动同步电击

起搏脉冲检测是

程序编写可以，

通过mdlink 小儿科除颤适用

?除颤电极

最小面积228平方厘米

电极线长度1.3米

连接自检，始终与aed相连

极性无极性

有效期2年 ?电池

类型免充高能锂电池

寿命四年

?自检功能

日常电池、电极、电路、电击按钮和软件

每周电池、电极、电路、部分能量充电、电击按钮和软件

每月电池、电极、电路、满能量充电、电击按钮和软件

?事件说明

类型内部存储器

内部存储器60分钟ecg数据和事件记录 回顾通过pc和rescuelink软件

通讯基于windows操作系统下串口或usb口 同步时钟与除颤同步

?尺寸

高：8cm

宽：27cm

长：31cm

重：3.1kg

国食药监械（进）字2005第3212082号