

漯河实验台（欧贝尔科技）实验台安装

产品名称	漯河实验台（欧贝尔科技）实验台安装
公司名称	郑州欧贝尔科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市中原区郑上路三十里铺工业园
联系电话	15538385881

产品详情

- 1.实验室要保持良好的通风，保证实验室内的空气良好以及实验室操作员的人身安全。
- 2.切记将实验台长期放置在超过130 ° C的环境下。
- 3.实验室经常会使用酒精灯，在使用酒精灯的过程中，不能讲酒精灯直接放置在实验台台面上，高温的火焰灼伤实验台台面，应将酒精灯放置在脚架上使用。

【欧贝尔科技】是一个崭新响亮的名字！不断创新，于业界被普遍认可。为客户想得更多、做得更好是我们制胜市场的法宝。来者是客，合作就能成功，物有所精，业有所专，选择欧贝尔，选择满意。

实验室实验台设计应该注意哪些东西，我们来看看吧。

- 1.温湿度控制，涉及空调，除湿机的配置等。
- 2.通风系统，一定要;
- 3.次生火灾，一般没有问题;
- 4.防尘，注意门窗的设计;
- 5.电源并注意三相电动和两个相位电的任何特殊需要。Key或电路，有的单独布线
- 6.燃气管线的布置，安全，合理。

【欧贝尔科技】现代实验室装备是企业现代化的标志，特别是在科教兴国的今天，随着现代科技的迅猛

发展，更需要引起对实验室标准化、正规化、现代化的高度重视，因为这是科学研究实现富国强民的最基础工作。

实验台要如何保养呢？跟着【欧贝尔科技】小编一起来看下吧。

- 1、定期开窗户，保证空气质量及工作人员的安全；
- 2、顽固的污渍，可将次氯酸滴于污染的耐蚀理化板表面后清水洗；
- 3、切忌长时间旋转在温度超过135 的环境下；
- 4、煤汽灯或酒精灯的火焰会损坏台面，故酒精灯或煤气灯须置于三角架上使用。
- 5、切忌在太阳下暴晒，以免影响其外观或熔融金属；
- 6、定期开窗户，保证空气质量及工作人员的安全。
- 7、不可用尖锐锋利的硬物去划刻台面。

【欧贝尔科技】是一个崭新响亮的名字！不断创新，于业界被普遍认可。为客户想得更多、做得更好是我们制胜市场的法宝。来者是客，合作就能成功，物有所精，业有所专，选择欧贝尔，选择满意。