

# 天津数显式斯托默粘度计 永利达 数显式斯托默粘度计直销

产品名称	天津数显式斯托默粘度计 永利达 数显式斯托默粘度计直销
公司名称	天津永利达试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13662141908 13662141908

## 产品详情

天津永利达实验室设备有限公司坐落于中国北方环渤海经济中心-天津，是一家专门从事实验室仪器、实验室家具研发、生产和销售的企业，数显式斯托默粘度计厂家直销，自成立至今一直致力于各领域的研发和探索，依靠生产线和国内外的先进技术不断推陈出新。

### 用毛细管粘度计测定时应注意事项

粘度计安装时，必须用铅垂线调整成垂直状态，数显式斯托默粘度计直销，因为若粘度计倾斜时，天津数显式斯托默粘度计，就会改变液柱高度，数显式斯托默粘度计生产厂家，使静压力减少及内摩擦力增大，影响测定结果的准确。

天津永利达实验室设备有限公司坐落于中国北方环渤海经济中心-天津，是一家专门从事实验室仪器、实验室家具研发、生产和销售的企业，自成立至今一直致力于各领域的研发和探索，依靠生产线和国内外的先进技术不断推陈出新。

### 旋转式粘度计的注意事项及使用方法：

1.机器一定要保持水平状态。

2.转子放入样品中时要避免产生气泡，否则测量出的粘度值会降低，避免的方法是将转子倾斜的放入样品中，然后再安装转子，转子不能碰到杯壁和杯底，被测量的样品必须没过规定的刻度。

3.测量不同的样品时，必须保持转子的清洁和干燥，如果转子残留有其它样品或清洁后残留的水，就会影响测量的准确度。

天津永利达实验室设备有限公司坐落于中国北方环渤海经济中心-天津，是一家专门从事实验室仪器、实验室家具研发、生产和销售的企业，自成立至今一直致力于各领域的研发和探索，依靠生产线和国内外的先进技术不断推陈出新。

### 条件粘度

指采用不同的特定粘度计所测得的以条件单位表示的粘度，各国通常用的条件粘度有以下三种：

恩氏粘度又叫恩格勒(Engler)粘度。是一定量的试样，在规定温度(如：50、80、100)下，从恩氏粘度计流出200毫升试样所需的时间与蒸馏水在20℃流出相同体积所需要的时间(秒)之比。温度 $t_0$ 时，恩氏粘度用符号 $E_t$ 表示，恩氏粘度的单位为条件度。

天津数显式斯托默粘度计-永利达-数显式斯托默粘度计直销由天津永利达试验机有限公司提供。天津永利达试验机有限公司（[www.tjyonglida.com](http://www.tjyonglida.com)）为客户提供“粘度计,刮板细度计,涂布器,光泽度仪”等业务，公司拥有“永利达”等品牌。专注于试验机等行业，在天津天津市有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。