

# 医用多头腹带

产品名称	医用多头腹带
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:加工定做 产地:河北省安平县
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

## 产品详情

医用多头腹带定义：

多头腹带常应用于腹部、胸部术后及妇科产后康复携带,能减缓伤口压力、减轻伤口疼痛、防止缝线脱开或组织撕裂等并发症发生,是一种有效的医疗护理工具。

医用多头腹带使用方法：

多头腹带使用时要做到早期使用、间歇使用、松紧适宜，这样才能发挥其最有效的功能。

长期使用收腹带，会导致血脉不畅，从而引发下肢静脉曲张、痔疮、腰肌劳损等。另外，产妇束腰太紧，还会造成腹压增高，使生殖器官韧带的支撑力下降，从而引起子宫脱垂、子宫后倾后屈，阴道前壁或后壁膨出等，并易诱发盆腔静脉淤血症、盆腔炎、附件炎等妇科病。

医用多头腹带穿戴步骤：

首先穿收腹带，要在内衣外面穿用，先固定内侧腰带。

再固定外侧上部的腰带；

然后固定外侧下部的腰带；

穿好收腹带了。

下面穿骨盆带，骨盆带穿在收腹带外面，将骨盆带从前向后绕。

将带子向两端水平拉伸。

拉伸后将带子两端向前方固定即可，骨盆带也穿好了。

使用时必须在内衣外使用。

长时间连续使用或强度加大使用时，请注意间隔休息。