

# GE超声探头 一古医疗诚信合作 全新原装GE超声探头价格

产品名称	GE超声探头 一古医疗诚信合作 全新原装GE超声探头价格
公司名称	广州一古医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学城风信路1号锦昊智盈中心206室
联系电话	13760748227

## 产品详情

### GE vivid B超不能实时显示图像的维修

故障现象：B超不能实时显示图像；

故障判断：B超探头或者探头接口板坏；

维修方案：更换探头接口板。

检修与分析：

- 1.开机后，利用探头检测图像，图像不能实时显示，初步推断，可能探头接触问题，探头问题或者探头接口板问题。
- 2.关机后，重新连接探头，确保探头的连接性较好，重新开机检测图像，可是发现还是不能实时显示动态图像，可以确定不是探头连接问题。
- 3.关机后，GE超声探头，更换一支新探头，重新开机检测图像，图像还是没有正常显示出来。
- 4.这样，排除了以上两种常见故障，可以肯定这款B超问题出现在探头接口板。
- 5.拆开B超笔记本整机，注意线序，首先要清洁灰尘，然后检测探头接口板的信号输入与输出，检测主控板与探头接口板的信号是完整的，二手/全新GE超声探头租赁，探头接口板的信号输出是不完整的，且探头接口板的控制芯片有点发烫，检测控制芯片已经烧毁，需要更能换新的。
- 6.更换后，开机检测图像，发现图像已经能够实时动态显示了，这说明这台B超已经修好了。

探头要经常的检查，清洁和保养。B超探头是B超机的核心部件，且价格十分昂贵，一定要在排除机器自身故障，全新原装GE超声探头价格，确定是探头故障后，方可打开探头。由于B超探头使用频繁，因此故障率较高，维修应变被动为主动，可对探头定期进行保养性检修，将故障处理在萌芽阶段。在平时的使用中，应该注意到以下几点：从主机上插拔探头前，应先把主机电源切断；使用中轻拿轻放，不能硬拉或使电缆线打折，严禁敲打、跌落、碰撞；要使用合格的耦合剂，不要使用有腐蚀性的或自配的耦合剂；每次探头使用完毕后，用软布或软纸将探头擦干净，不要用水或有机溶剂擦洗，以免探头内部电路进水或损坏；探头保护盒中应保持干燥和清洁，室内要保持一定的温度与湿度，要有良好的地线和稳定的交流电源。

广州一古医疗设备维修有限公司提供超声探头维修销售 例如飞利浦Philips：3D8-4 3D 4D，C5-1，C6-3，C9-5ec，L8-4，L9-3，L12-4，L12-5，L15-7io，L17-5，P6-3，S3-1 GE：ge3.5C，GE 3C-RS，GE 3S，GE 3SP，GE 3S-RS，GE 4C，GE 4C-A，GE 4C-D，GE 4D3CL 4D，GE 4DE7C 4D，GE 4V-D 4D，SAMSUNG：p24ac-1等产品型号，优势：专业技术强，整合国内外资源为您提供优质的服务！

#### 一古医疗设备----超声探头维修

超声探头是现在医院影像类的重要设备之一，使用频率及其高，就避免不了有一些大大小小的故障，下面我们就谈谈超声探头的一些日常保养和维护。

在超探头出现的很多故障中，除了探头本身的自然损耗必须更换新探头之外，探头的使用环境较差以及人为故障等等，这些因素引起的故障都是可以通过预防性维修来避免的，不可等到有故障了才去想到维修。

#### 一古医疗设备----超声探头销售

总的来说，超声探头的故障有下列几种：探头工作面或外表开裂、内部起泡，灵敏度下降;图像产生局部不良；电缆开裂或电极引线折断；插头接触不良等。1.探头工作面或外衰开裂、内部起泡，敏感度下降:虽然超声探头的制造商不同，但是基本结构都大同小异：将换能器安放在由塑料包裹的探头腔中。

广州一古医疗设备维修有限公司提供超声探头维修销售 例如飞利浦Philips：S4-1，S5-1 S5-2，S6-2mpt，S8-3，s12 21280A，s12，S12-4，T6207 (21381A) Mini-Multi TEE，V6-2 3D 4D，V7-3 4D，V8-4 3D 4D，全新/二手GE超声探头现货，V9-4v 4D，GE：GE 5C，GE 5S，GE 5S-RS，GE 7L，GE 7S，GE 7S-RS，GE 8C，GE 4C-D，GE 8C-RS，GE 8L-RS，GE 9L，GE 9L-D，GE 9L-RS，Siemens 3V2c，Siemens 4C1，Siemens 4V1，Siemens4V1c，Siemens 6C2，Siemens 6L3等产品型号，优势：专业技术强，整合国内外资源为您提供优质的服务！

#### 一古医疗设备----超声探头维修

插头接触不良:这种情况多发生在使用年久的机器上，而且机器定期保养工作做得较差，插接器往往有较多灰尘；可在断电的情况下用强力吹风机清洁接插件，一般都能恢复。

为保护探头，在使用过程中应注意以下几点：

1) 使用前认真阅读探头使用说明书，严格遵守探头的使用规定；

2) 超声探头是贵重器件，在使用过程中必须小心轻放，不得碰撞声头，在运输、保管过程中应使用原厂家的探头包装盒或用软布包好声头。

## 一古医疗设备----超声探头销售

超声探头按应用方式分为体内探头和体外探头。其中，体内探头又包括血管内探头、阴式探头、直肠探头和经食管探头。体外探头又可分为心脏探头、腹部探头和甲状腺探头。超声探头是个精密的仪器，由外到内依次为：声透镜、匹配层、晶片、吸声块、支撑架和声头外壳。其中晶片为核心部分，是个高能传感器，有发射和接收声波的作用。而声透镜是聚集由晶片发射出光波的作用，可以提高超声分辨率，如果最外层的声透镜被破坏或者用力摩擦，会使声透镜穿透力下降，导致其损坏，影响诊断结果。

GE超声探头-一古医疗诚信合作-全新原装GE超声探头价格由广州一古医疗设备维修有限公司提供。广州一古医疗设备维修有限公司（[www.yigu-medical.com](http://www.yigu-medical.com)）是广东广州,医疗器械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在广州一古领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创广州一古更加美好的未来。