

强生EC60A腔镜关节头直线型切割吻合器

产品名称	强生EC60A腔镜关节头直线型切割吻合器
公司名称	潍坊卓汇商贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区新华路4220号嘉汇财富花园财富大厦商住楼北附楼4-410室（注册地址）
联系电话	13651305582

产品详情

潍坊卓汇商贸有限公司

强生EC60A 腔镜关节头直线型切割吻合器

批准文号：国食药监械（进）字2011第3651308号

产品标准：YZB/USA 0570-2011《腔镜关节头直线型吻合器》

产品结构及组成：产品由吻合器组成,主要部件有关闭杆(1)、击发杆(2)、旋转钮、关节翅片、手动刀倒转开关、行程计数指示器、刀向指示器、钉砧释放钮、关闭杆和钉砧。已经辐射灭菌,一次性使用。

使用范围：适用于吻合术中的横切、切除和/或重建。可用于多种开放式或微创性普通外科、**、泌尿科、胸外科和小儿外科操作。可与吻合线或组织吻合钉支持物配合使用。还可用于横切和切除**实质组织(**脏血管系统和胆道结构)、**脏和**。

产品说明

*性能，专门为不同厚度的组织设计。

系统性组织压力，理想的吻合成钉，适用于后组织，钉砧是一体化锻造，构造坚固，其强度*对不同厚度的组织能提供均匀一致的压力。

击发前停留的15S过程中，*特的钉砧设计使其能够对组织进行压榨，为形成一致的切割吻合线提供了更薄更平滑的吻和面。

击发时，吻合器钳口的3点间隙控制系统，可以确保击发时缝钉从近端到远端始终成型一致。

真正的单手操作，可让使用者更专注于外科视野，不受**。

*特的自适应关节头设计，摆脱了传统的旋转杆控制的双手操作，消除了调整角度的局限性，使医生可更*地将钳口置于所需位置。

更大的钳口开口，组织更易于置入钳口，方便进行组织定位和操作。

设有刀片方向转换钮，可以在紧急情况下终止击发并退回刀片。

杆间距离更短，吻合器的击发杆和闭合杆之间的距离比其他内径切割吻合器更短，使用起来更舒适，更方便