

滴定仪水分测定仪COM 300 代理HIRANUMA平沼

产品名称	滴定仪水分测定仪COM 300 代理HIRANUMA平沼
公司名称	深圳市井泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区南湾街道健民路2号启迪科技园B栋 102室
联系电话	13823610878

产品详情

日本TOSEI东正车辆及脚轮配件

24电动机械叉车升降机

GLF-B200-9

负重：200/400kg

型号：GLF-B200-9，GLF-B200-12，GLF-B200-15，GLF-B400-12，GLF-B400-15

25电动机械叉车升降机

GLF-B400-12B

负重：400kg

型号：GLF-B400-12B，GLF-B400-15B

26电动机械叉车升降机

GLF-B200-9T

负重：200/400kg

型号：GLF-B200-9T，GLF-B200-12T，GLF-B200-15T，GLF-B400-12T，GLF-B400-15T

27电动机械叉车升降机

GLF-B150-12-5H

负重：150~300kg

型号：GLF-B150-12-5H，GLF-B300-15-5H

28固定式电动升降机

GLF-ACP100-12TL

负重：100/200kg

型号：GLF-ACP100-12TL，GLF-ACP100-12TH，GLF-ACP200-12TL，GLF-ACP200-12TH

井泽销售日本HIRANUMA平沼产业分析仪

Hg测定装置

HG-400、HG-450

还原气原子吸收光法对Hg的高感度测定！触摸面板类型和PC类型阵容。

实现高灵敏度、一台顶4台、出色的节省空间大小，良好的数据处理、丰富的维护支持。

选项：点击式打印机PR-302B

自动樱花C-400系列

全有机碳测定装置、总有机碳分析仪

TOC-2300、TOC-2350

有效率地测量正确的TOC！

实现高灵敏度、低价格、低运行成本！采用《光催化剂氧化钛氧化法》的TOC计触摸面板类型和PC类型阵容。

在TOC测量的《光触媒氧化钛氧化法》中，在含有氧化钛的悬浮液中加入有机物，在照射安全性高的近紫外线（主波长380nm）的同时将空气通到悬浮液中进行搅拌，将有机物氧化为二氧化碳的方法。【本法采用了上水测试方法】

选项：

样品交换器ASC-2360(60检体用)

点击式打印机PR-302B

日本TOSEI东正车辆及脚轮配件

一次充电约50回的升降。紧凑、省空间，兼备了机器轻便厚度小，不挑地方的移动式类型。

3电动式机械升降机

GLLD-100-47

负重：100/150kg

型号：GLLD-100-47，GLLD-100-58，GLLD-150-45，GLLD-150-56，GLLD-100-58J，GLLD-150-56J

现在使用中的手推车、平台车，就可以放在这款升降电梯上了。根据情况调整使用提高工作效率。

4液压电动升降台车

GLSE-150-2007

负重：150~350kg

型号：GLSE-150-2007，GLSE-150-2507，GLSE-150-3007，GLSE-150-2009，GLSE-150-2509，GLSE-150-3009，GLSE-250-2008，GLSE-250-2508，GLSE-250-3008，GLSE-350-2008，GLSE-350-2508，GLSE-350-3008

超低床式中最hao，高度低的商品。如果倾斜的话，在最di位置时可以放上搬运车，运输搬运车。

5液压电动升降台车

GLB-150-0309

负重：150~1000kg

型号：GLB-150-0309，GLB-250-0509，GLB-250-0609，GLB-500-0509，GLB-500-0609，GLB-750-0612，GLB-750-0812，GLB-1000-0612，GLB-1000-0812