

# 电动大容量移液器 莱普特科学仪器

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 电动大容量移液器 莱普特科学仪器     |
| 公司名称 | 莱普特科学仪器（北京）有限公司      |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室 |
| 联系电话 | 18612556236          |

## 产品详情

### 移液器介绍

产品名称: 整支高压灭菌可调移液器

产品规格: S系列

产品介绍:LEOPARD

可调移液器集中运用了基于操作与人体工程学的设计以及先进的创新性材料。LEOPARD的S系列移液器结构坚固，电动大容量移液器报价，单手操作，整支灭菌，电动大容量移液器多少钱，精度高，以及维护简单，可靠性强，还可自行进行校准。9个不同量程覆盖0.1  $\mu$ l-10000  $\mu$ l，能充分满足各种移液需求。

以上就是关于移液器的相关内容介绍，如有需求，电动大容量移液器，欢迎拨打图片上的热线电话！

### 移液器常见故障

#### 常见故障

如不使用，要把移液器的量程调至较大值的刻度，使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。尽量定期清洗移液枪，可以用肥皂水或，再用蒸馏水清洗，自然晾干。高温消毒之前，要确保移液器能适应高温。校准是在20-25度环境中，通过重复几次称量蒸馏水的方法来进行。使用时要检查是否有漏液现象。方法时吸取液体后悬空垂直放置几秒中，看看液面是否下降。如果漏液，原因大致有以下几方面：1、枪头是否

匹配；2、弹簧是否正常；3、如果是易挥发的液体(许多有机的溶剂都如此)，则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体，然后再移液。

如需了解更多移液器的相关信息，欢迎关注莱普特网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供专业、周到的服务。

### 清洁移液器步骤

以下内容由莱普特为您提供，电动大容量移液器哪家好，今天我们来分享移液器的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

清洁移液器步骤：（按如下操作）

（1）按说明书拆开移液器。

（2）检查并擦拭灰尘和污迹。

（3）只能用70%的乙醇擦拭，管嘴连件和推出器可浸泡在肥皂水两小时。有替换滤芯的型号产品要及时更换脏掉的滤芯，以保证腔体内的清洁。

（4）活塞、O形环和弹簧涂上硅油（没有硅油凡士林也可）。

（5）装上并复原移液器。注意：清洁后的移液器需要校准。

电动大容量移液器-莱普特科学仪器(推荐商家)由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司（[www.leopardchina.com](http://www.leopardchina.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。莱普特科学仪器——您可信赖的朋友，公司地址：北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室，联系人：蒋经理。

。