

洁净室嵌入式保冷柜

产品名称	洁净室嵌入式保冷柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 用途:手术室净化工程
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

洁净室嵌入式保冷柜公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联洁净室嵌入式保冷柜由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。??????

洁净室嵌入式保冷柜公司是一家大规模仪器制造*性厂家，技术力量雄厚，管理水平。是仪器仪表行业中集、制造、销售于一体的*型企业，业务。为企业用户，大学院校，研究，卫生单位，质检单位等提供质量可靠的产品和服务，同时也可根据客户属行业的不同，为客户提供相关的仪器解决方案和仪器方面的需求。

福意联公司自成立以来坚决以精美洁净室嵌入式保冷柜产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

洁净室嵌入式保冷柜：目前，很多手术室逐步意识到维持手术患者正常体温以及围手术期保温护理的重要性。福意联手术室恒温箱用于医用药液37 加温及恒温保存，满足医疗单位不同输液的加温、恒温要求。本产品适可加温液体、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。??????

洁净室嵌入式保冷柜推荐参数：

常规性保温柜\保冷柜（国产）：

型号：FYL-YS-150L	温度：2～48	外型尺寸：595×570×865mm
型号：FYL-YS-230L	温度：2～48	外型尺寸：595×590×1215mm
型号：FYL-YS-280L	温度：2～48	外型尺寸：595×570×1445mm
型号：FYL-YS-310L	温度：2～48	外型尺寸：595×695×1315mm
型号：FYL-YS-430L	温度：2～48	外型尺寸：595×680×1805mm

高配保温柜\保冷柜（国产）：

型号：FYL-YS-151L	温度：0～100	外型尺寸：595×565×860mm
型号：FYL-YS-281L	温度：0～100	外型尺寸：595×565×1440mm
型号：FYL-YS-431L	温度：0～100	外型尺寸：595×675×1795mm

嵌入式保冷柜：

型号：FYL-YS-66L	温度：2-8	外型尺寸：430×480×640mm
型号：FYL-YS-88L	温度：2-8	外型尺寸：480×490×840mm
型号：FYL-YS-128L	温度：-30到10	外型尺寸：550×560×850mm

洁净室嵌入式保冷柜特点：*门锁设计，实现人管，防止随意开启。智能温控系统。智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。可调整设定温度使箱内温度恒定控制，调节增量为1。制冷系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无氟制冷剂，采用新型全压缩机，运转平衡。

洁净室嵌入式保冷柜：

- 1.按照合同约定和三包原则及相关，兑现公司对客户服务的承诺
- 2.及时把客户和行业的各种信息反馈给公司
- 3.利用计算机和互联网建立并保存好售前和档案
- 4.提供培训并建立网络，及时搜集和发布相关信息
- 5.及时赶赴现场处理各种故障
- 6.产品应定期回访。

北京福意电器有限公司以完善的，宣传公司文化，树立公司形象，体现温馨，温情，温暖的服务宗旨，以化经营，提高顾客满意度为指导方针，为客户提供及时，快捷的服务。

行业拓展

讲解手术室净化保养机组的五大措施，提起手术室净化在大家的印象里就是一个手术室那么简单，其实手术室净化不单单只是一个手术室由很多个机组组合而成的，它的正常运行离不开各个机组的共同协作，我们要对每个机组都进行养护好才能使手术室净化更好的工作。

- 1，对于自采新风的空调机组，应每周至少清洁一次采风口铝制滤网过滤器，如遇飘絮和沙尘天气应每周清洁两次；需注意，抽出铝网前必须关闭新风机组，清洗干净的过滤器必须晾晒干后方可安装。

第二，定期检查风机的冷凝水管路有无堵塞及气封内是否存有积水；冬天无冷凝水时要注意检查气封内积水是否干枯，如果干枯应及时加入清水使其保持水封状态。

第三，定期紧固、清洁洁净空调机组电控柜内的元气件，每三个月应对电控柜内元气件的螺丝进行紧固，其满负荷时的工作气流及温度，并对元气件表面进行清洁。

第四，当控制面板的*过滤器报警装置发出警报时，应及时检查净化天花内的*过滤器。*过滤器经3-4年的使用后，滤网会发生堵塞，滤网前压力上升，此时可调节变频器，提高风压，延长*过滤器的使用寿命，必要时也可以更换*过滤器。

??????