

# 陕西红外水分计FD 800性价比高

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 陕西红外水分计FD 800性价比高        |
| 公司名称 | 北京布拉德科技发展有限公司业务部         |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 北京市朝阳区南沙滩35号楼35-8号5层516室 |
| 联系电话 | 13691365936              |

## 产品详情

### 食品水分测定仪应用范围

食品水分测定仪应用范围及参数，应用于面包、饼干、馅料、蛋糕、膨化食品、休闲食品、脱水食品、烘焙食品、洗涤用品、干果、果酱、调料、药品、药粉、饲料、农产品等食品水分检测。

食品专用水分快速测定仪功能：

性能稳定、测试准确；

无需安装、调试，拆箱即可使用；

无需培训，操作简单，省却繁琐的使用步骤；

测定时间短、工作效率高，一般样品快速出结果；

全自动测定，测量完毕自动停止，彩色7寸触摸屏操作；

用途非常广泛、几乎适用各行业的水分测定；

德国进口传感器让仪器测试效果更加精准；

样品盘采用纯不锈钢、防腐蚀和酸性，可循环利用；

样品的含水量、含固量都可以检测；

加热腔采用纯不锈钢腔罩，耐高温、防腐蚀和酸性

## 水分仪的线路故障

### 测量短路

当测量短路时，测量、电解状况显示器均无指示，LED数字显示器不记数，此时应检查下列情况：

- 1、测量插头或插座是否短路。
- 2、测量电极两球端是否碰到一起或内部是否短路。
- 3、测量电极是否渗漏，红外水分计FD-800，渗漏时水分仪电解时间尽管超过半小时以上，也不能到达终点（此时不属于电解液问题，应更换测量电极）。

水分仪在进行检测线路故障的时候，当出现短路或者是断路的时候，主要就是找出哪个部分出现差错，即使连接好或者进行更换线路，具体的检测方法，大家可以通过上文的介绍中简单了解下，这样也能尽快的处理。

## 水分仪日常的维护注意点

- 1、滴定管用乙醇溶液清洗。不可将滴定管放在温度高于40 的地方。连接用的O形圈和橡胶垫不可放入有机的溶剂。
- 2、水分仪内部有自检系统，如果仪器出现故障，会给出相应的故障信号。用户只要对照仪器说明书，就可了解故障原因，并有针对性地加以排除。
- 3、仪器必须放在干燥清洁的环境中，并安排专人保管；如果长期不用，必须将仪器内的所有试剂抽出，并将所有管子清洗干净，风干保存。

陕西红外水分计FD-800性价比高由北京布拉德科技发展有限公司提供。北京布拉德科技发展有限公司（[www.bulader.com](http://www.bulader.com)）在分析仪器这一领域倾注了无限的热忱和热情，布拉德一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。