

婴儿体温计；奶嘴体温计，电子体温计,质优

产品名称	婴儿体温计；奶嘴体温计，电子体温计,质优
公司名称	莆田市涵江区科杰电子装配厂
价格	8.00/个
规格参数	品牌:KOKO 型号:K-022 类型:体温计
公司地址	中国 福建 莆田市 涵江区江口镇石庭工业区
联系电话	86 0594 3680750 13959562870

产品详情

品牌	KOKO	型号	K-022
类型	体温计	测量范围	32-42 ()
结构型式	多种型式	示值误差	0.1
外形尺寸	65*50*44 (mm)		

提供oem业务 (provides oem service)

技术参数

- 1)显示范围: 32.0~42.0oc/90.0-107.6of
- 2)不确定度: $\pm 0.1oc / \pm 0.2of$
- 3)解析度: 0.1
- 4)测量时间(仅供参考,根据不同人各有不同):
 - a) 40 ± 15 秒(口腔)b) 100 ± 20 秒(腋下)
- 5)蜂鸣提示功能
- 6)自动关机功能
- 7)记忆功能:最后一次测量值
- 8)电池型号: 1.5v,钮扣电池(lr/sr-41)

9)尺寸:65 x50 x 44mm

10)显示屏尺寸: 20 x 7.5mm

11)净重:9.5g

奶嘴体温计产品特点: · 本产品专为婴儿量测体温设计的电子体温计。 · 安全、易读、快速、准确的电子体温计。 · 温度范围: 32.0-44.0 · 温度测量精度均能达到: ± 0.1 · 并以lcd液晶显示清楚易读。 · 发烧警示。

nipple clinical thermometer product characteristic: · this product gauges the body temperature design specially for the baby the electronic clinical thermometer. · security, legible, fast, accurate electronic clinical thermometer. · temperature range: 32.0-44.0 <dnt> the </dnt> · temperature survey precision can achieve: ± 0.1 · and by lcd liquid crystal display clear legible. · has a fever the caution

使用方法: · 体温量测采用口腔量法。 · 测量前先休息三分钟,不可饮食、交谈,以使口腔内体温稳定。 · 测量时约3分钟,即可量出体温。并自动发出哔哔声告知,使用非常方便。

产品质量稳定,做工精细,交货及时。

application method:<dnt> the </dnt> · body temperature gauging uses the oral cavity mensuration. before <dnt> the </dnt> · survey, rests first three minutes, cannot the diet, the conversation, cause in the oral cavity the body temperature to be stable. <dnt> when </dnt> · survey the approximately 3 minutes, then the quantity leaves the body temperature. and exudes which the noise to inform automatically, the use is convenient.<dnt> the </dnt> product quality is stable, fine workmanship, on-time delivery.

福建省莆田市科杰电子,成立于1994年2月,莆田和深圳均有公司,电子装配厂位于福建省莆田市.厂房面积4200平方米,现有员工300多人,其中专业技术人员20多名,设备先进,配套齐全.公司拥有邦定设备"500b"16台,"520ab"3台,smd等先进设备.公司专业从事电子表芯,电子温度计模块,电子钟,电子万年历及各种计时器,计算器,钟表礼品的加工.我厂视信誉为根本,视质量为生命,经过多年的探索和发展,现已建成一套严密,科学的质量体系,能保证产品质量上乘,为赢得国内外商家信誉奠定坚实的基础.