

美林康复 假肢安装 安徽假肢

产品名称	美林康复 假肢安装 安徽假肢
公司名称	合肥美林康复器具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(安徽公司)安徽省合肥市新站区新蚌埠路佳海工业城D64幢
联系电话	15305519331

产品详情

大腿假肢残肢末端红1肿的原因解析

如果没有做到接受腔内与残肢的全接触，安徽假肢，易造成因负压状态造成的残肢末端因循环不好而形成的红1肿。如检查因此原因造成残肢末端红1肿的须采用技术手段改善腔内接触，情况严重的接受腔须更换。

大腿假肢因接受腔承重设计不当造成残肢末端受力过大也会造成残肢末端的红1肿，这个时候一定要及时作出接受腔的调整，小腿假肢多少钱，调整后无法改善的，应立即更换接受腔。

小腿截肢者装配假肢前的保健

股四头肌训练：

绷紧残肢侧的大腿肌肉，膝关节伸直压向床板，使得髌骨向上滑动，保持这种姿势呼吸5次。然后放松，重复锻炼。

禁忌：

1. 浸泡残肢。
2. 剃刮残肢。

3. 在残肢上应用洗涤剂。
4. 长时间的坐姿。
5. 坐位时残肢搭在健侧腿上。
6. 坐位时将残肢搭在椅子扶手上。
7. 将残肢放在拐杖扶手或助行器休息。

如何保养维护假肢？

1.对假肢结构中的塑料件，不能与酸、碱、高温、有机溶剂、坚硬外物接触，以防受腐蚀、沾色、溶化和破裂。

2.使用接受腔内衬套时，假肢厂，应尽量使其保持干燥和清洁;使用残肢套时，应多准备几个残肢套，假肢安装，每天更换清洁的残肢套。

3.注意接受腔裂纹的发生。在树脂接受腔表面会产生细小的裂纹，可能会弄伤残肢皮肤，应找技术人员解决。

美林康复(图)-假肢安装-安徽假肢由合肥美林康复器具有限公司提供。合肥美林康复器具有限公司(www.mlkf88.com)位于(安徽公司)安徽省合肥市新站区新蚌埠路佳海工业城D64幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前美林康复在康复产品中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。美林康复取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。美林康复全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。