

生物制剂医药均质机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 生物制剂医药均质机 |
| 公司名称 | 太仓中新宝智能装备有限公司 |
| 价格 | 85000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:ZKE/中新宝 型号:KZSD2000 产地:上海 |
| 公司地址 | 沙溪镇岳鹿线涂松桥向北100米 |
| 联系电话 | 19951824526 18550522417 |

产品详情

生物制剂医药均质机 注射剂纳米均质机 分散剂混悬剂胶体磨
医用膏剂胶体磨 生化制剂立式均质机 无菌环保均质机
真空分体式均质机 流体药剂超微均质机 德国循环式均质机
低温纳米级均质机

联系请搜：太仓中新宝智能装备有限公司

(洽谈：1-7-3-6-8-3-4-7-9-6-0)

ZKE/中新宝智能装备有限公司作为医药工业中研磨、分散、均质的先驱者，是可靠而值得信赖的企业。ZKE公司的产品组合包括用来生产均质乳浊液和悬浮液以及用来混合流动性固体的机器和设备。ZKE公司的创新混合技术涵盖整个药品生产范围：从低粘度产品（如注射剂、止咳糖浆）到高粘度产品（如栓剂和牙科浆状体）。

我公司的研磨分散机和均质机能够很好的满足客户的各类要求。不管是将粒径研磨到几微米还是对物料进行乳化分散我们都有很多的客户案例经验，我们有信心满足客户的不同要求。

粒度大小对药物的影响体现在：

1、粒度大小是影响溶出度、溶解度和生物利用度的关键因素

- 2、 粒度大小是影响制剂工艺的关键因素
- 3、 粒度大小是影响含量均一性的关键因素
- 4、 粒度大小是影响制剂稳定性的关键因素
- 5、 粒度大小是影响制剂外观的关键因素

我司研磨分散机的参数

四 . KZSD2000腈纶阻燃剂高剪切分散机设备选型表

| 型号 | 标准流量L/H | 输出转速Rpm | 标准线速度m/s | 马达功率KW | 进口尺寸 |
|-------------|-------------|---------|----------|--------|-------|
| KZSD2000/4 | 300-1,000 | 18,000 | 51 | 4 | DN25 |
| KZSD2000/5 | 1,000-1,500 | 13,500 | 11 | DN40 | DN32 |
| KZSD2000/10 | 3,000 | 9,300 | 22 | DN50 | DN50 |
| KZSD2000/20 | 8,000 | 3,600 | 37 | DN80 | DN65 |
| KZSD2000/30 | 20,000 | 75 | DN150 | DN125 | |
| KZSD2000/50 | 40,000 | 2,500 | 160 | DN200 | DN150 |

1 表中上限处理量是指介质为“水”的测定数据。

2 处理量取决于物料的粘度,稠度和zui终产品的要求。

3 参数内的各种型号的流量主要取决于所配置的乳化头的精密程度而定。

4 本表的数据因技术改动,定制而不同,正确的参数以提供的实物为准。