

一次性小儿吸痰管价格 淄博吸痰管 亚新医疗

产品名称	一次性小儿吸痰管价格 淄博吸痰管 亚新医疗
公司名称	苏州市亚新医疗用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇钟塔路12号
联系电话	15995933777

产品详情

吸痰器的使用方法

(1) 安装好吸痰管和排痰管(吸痰管接头在唧筒中央,排痰管接头在一侧,淄博吸痰管,切勿颠倒)。(2) 先作吸水试验,检查吸痰器是否漏水漏气,排出时有无反气,如吸痰管有反气,则不能使用。(3) 证明性能良好后,婴儿吸痰管,一人持吸痰器反复抽拉手柄,另一人即可用吸痰器吸痰,熟练者也可一人操作。痰液吸出后应随时吸水冲净储痰室内积痰。(4) 在室内吸痰时应将排痰管置于瓶内,防止痰液外溅。(5) 使用中应注意勿抽拉过快过猛,以防负压过大损伤口鼻腔粘膜组织。

气管黏膜损伤

因气道黏膜很脆弱,若每次吸痰时吸痰管都超出气管插管导管或气管切开套管远端直接接触气管黏膜、吸痰管太粗、负压过高、吸痰在某个部位停留时间太久、吸痰时未能旋转吸痰管等,均易造成黏膜损伤、出血。

继发感染

无菌操作技术不严格、各种物品消毒不严等均可引起下呼吸道继发感染。

苏州市亚新医疗用品有限公司欢迎广大新老客户来电咨询洽谈合作业务。

选择适合的吸痰管

一般可用一次性吸痰管（塑料或防静电塑料吸痰管），小儿一次性吸痰管，也可用改制后的橡胶导尿管。吸痰管硬度适中，过软易被负压吸扁而影响吸引，一次性小儿吸痰管价格，过硬则易损伤气管黏膜。吸痰管的外径不应超过气管导管内径的1/2，吸痰管远端除了直开口之外还应有侧孔，以防止负压过大损伤黏膜。吸痰管长度为40~50cm，太短不利于气道深部痰液的引流。

一次性小儿吸痰管价格-淄博吸痰管-亚新医疗由苏州市亚新医疗用品有限公司提供。“医疗器械,塑料制品”就选苏州市亚新医疗用品有限公司（www.yx-yiliao.com），公司位于：苏州市吴中区木渎镇钟塔路12号，多年来，亚新医疗坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亚新医疗期待成为您的长期合作伙伴！