

全钢通风柜价格 全钢通风柜 就选塘树科技

产品名称	全钢通风柜价格 全钢通风柜 就选塘树科技
公司名称	杭州塘树科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区瓶窑凤都工业开发区园西路4号
联系电话	15888847105 15888847105

产品详情

杭州塘树科技有限公司是专业生产加工实验室家具，实验室规划、设计、制造、安装和相关产品及配件服务的实验室家具制造商。

通风柜安全性能体现及使用注意 1、采用独缝式排风结构、有效地排出有害气体。2、流线形手把，手把与玻璃之间留有空隙由于空气在台面上的流动是旋转的，全钢通风柜，从面保证有效地的进气。3、设置视窗防落销，万一钢丝绳脱落玻璃视窗意外落下，有了防落销就会接住，防止碰伤人员。4、玻璃视窗采用钢化玻璃，全钢通风柜多少钱，即使玻璃意外撞坏或爆1炸，不会出现伤人意外。5、通风柜上部设置通风孔，即使玻璃视窗关闭也能进入空气，避免产生更大负压。6、通风柜壳体选用金属材料，防火不燃。内腔选用抗倍特板，不锈钢板等阻燃或不燃材料，台面选用实芯理化板或不锈钢板防酸碱、耐热、阻燃。7、玻璃视窗有效高度800mm，内腔1200mm，台面高度800mm，全钢通风柜厂，符合人体工程学，便于操作，使用空间大，提高安全性。8、水咀、气咀在柜外设远距离操作手把，比直接用手操作更方便安全。

杭州塘树科技有限公司是专业生产加工实验室家具，实验室规划、设计、制造、安装和相关产品及配件服务的实验室家具制造商。

通风柜正确操作模式

- 1.玻璃视窗全开状态仅在组装、调试内部仪器设备或清洁柜内空间时方允许出现，此为“调试状态”。
- 2.调玻璃视窗开至使用者手肘处（半开），使操作人员手伸入柜内操作实验，而胸部以上则受玻璃视窗

安全钢化玻璃所屏护，此为“正常操作状态”。

3.调节门开至最低开度，操作人员离开，使柜内实验程序自行反应或暂停实验，此为“待机状态”。

4.实验人员在通风柜实验进行中时，应避免将头伸入调节门内，以避免危险。

5.操作人员在结束工作、离开通风柜前，应将通风柜内设备电源关闭，并将所有水、电、气开关予以关闭，将调节门降至最低位置后方可离开。

6.通风柜内虽均为高分子耐腐蚀材料，但为延长使用寿命，适当的清洁保养是必要的。平时使用时若有试剂、药品喷溅应即时拭擦、清除，在每天停止工作离去前，应将内部以清水擦拭清洁，每三个月至少一次将导流板卸下清洗检查。

7.通风柜下方的柜子因装有电源控制箱，所以严禁放置任何具有腐蚀性的物质，也不能将电源控制箱挡住，以免发生危险。

杭州塘树科技有限公司是专业生产加工实验室家具，实验室规划、设计、制造、安装和相关产品及配件服务的实验室家具制造商。

1、柜体结构：全钢不锈钢通风柜体由符合工业用冷轧碳素钢板标准技术规范（ASTM A366）要求的高质量、冷轧钢组成，双层框架支持，全钢通风柜价格，结构坚固。内衬板与外壳间预留有150mm空间供水、电、气连接、安装、维护以及通风柜滑轮及配重系统的安装、维护。

2、操作门：移门采用双配重设计，可自如开启并停定于任意高度，利于帮助调节风速。配重悬吊钢索为不锈钢编制钢索，双滑轮座具防脱落。500mm处设置有限位开关。排风柜移动门在关闭时应设置限位，防止移动门全关，须保持100~150mm的开启高度，并设有下通风板，优化通风性能。

3、调节门玻璃：采用6mm厚防爆浮法安全玻璃，当玻璃受外力敲击而意外破碎时，玻璃碎末不会飞溅或掉落。可以清楚地看清全钢不锈钢通风柜内部工作区域。

4、移门导向装置由抗腐蚀的聚氯乙烯材质构成；移门把手不锈钢制作，抗化学腐蚀的塑料包裹。

全钢通风柜价格-全钢通风柜-就选塘树科技(查看)由杭州塘树科技有限公司提供。杭州塘树科技有限公司（www.hztsts.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江杭州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领塘树科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！