

肺功能咬嘴厂家直销 香港肺功能咬嘴 德瑞康医疗器械

产品名称	肺功能咬嘴厂家直销 香港肺功能咬嘴 德瑞康医疗器械
公司名称	广州德瑞康医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦3栋1楼102室
联系电话	13602866647

产品详情

广州德瑞康医疗器械有限公司主营：肺功能过滤器，肺功能咬嘴，肺功能吹嘴，肺功能咬嘴批发价格，肺功能仪咬嘴，肺功能仪咬嘴。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

1、开机后必须预热20分钟。定标间隔时间应小于24小时。每次定标后误差值应小于3%。 2、输入病人资料时应准确记录各项参数，减小预计值的误差。3、行通气功能检查时首先应保证平静呼气末基线平稳，肺功能咬嘴厂家直销，避免漏气现象存在；吸气或呼气末应稍作延长一段时间以观察到平台出现，如未出现平台则肺容量可能会减少。 4、必须加强肺功能检查室的通风。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

另一方面，肺功能检查时常常会有气流速度很快时，此时过滤器的这种对微生物过滤效果就相对降低了，香港肺功能咬嘴，即使使用了过滤器，肺功能仪器也可能被污染。已经有报道高效的过滤器对细菌过滤率可以达到 > 99%的程度，但它们对较小的微生物例如病毒的滤除效果却还不太清楚。在预防SARS患者肺功能检查的交叉感染的实践中，也有人推荐应用相应的呼吸过滤器。值得注意的是，即使使用呼吸过滤器，也并不能降低对肺功能仪器常规清洗和灭菌的要求。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

产品性能1)圆锥接头应符合YY1040.1-2003中规定的22mm和/或15mm圆锥接头的要求。2)滤除率：对0.5 μm以上微粒滤除率应不小于90%。3)泄漏速率应不超过25mL/min。4)在流量30L/min条件下，对空气的压降应小于0.3kp压力。5)呼吸管路应无菌。6)环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。适用范围：用于呼吸机及

麻醉机管路中过滤0.5um以上的微粒。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

该产品连接在受检者与肺功能仪器之间，减少受检者之间由于飞沫或雾化颗粒携带的病源微生物通过肺功能测试仪器的传播，防止受检者之间交叉感染，延长肺功能测试仪器使用寿命。最实用的肺功能用一次性呼吸过滤器采用合成材料：特质塑料PP适用机型：美能、福田、科时迈、捷斯特、耶格、麦迪、康讯、麦加菲等多种机型。

广州德瑞康医疗器械有限公司主营：肺功能过滤器，肺功能咬嘴，肺功能吹嘴，肺功能仪咬嘴，肺功能仪吹嘴。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能仪咬嘴简介何为肺功能仪咬嘴？肺功能仪纸口件，其为肺功能检测仪配件的一种。其英文名称为Mouth Paper of Spirometer(Mouth piece of paper for Lung function detector)。目前在医疗器械界肺功能仪纸口件有着多种叫法，有的称之为“肺功能仪咬口、纸口件”，有的称之为“肺功能仪吹嘴”、“肺功能仪咬嘴”、“肺功能仪纸管”、“肺功能仪吹气管”、“肺功能仪吹气筒”、“肺功能仪纸口套”、“肺功能仪咬口”、“肺功能检测仪口垫”、“肺功能检测仪纸质咬嘴”、“肺功能检查仪咬口”、“肺功能仪雾化器咬口”等等。地区不同，肺功能咬嘴销售，肺功能仪纸口件的叫法也不同，南方人一般称之为纸口件，而北方地区的叫法就是纸管，纸筒等等。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

目前国内使用最多的肺功能检测仪为日本美能肺功能测试仪AS-407检测仪。通过自检或者去医院检测都能获得详细得肺部运行数据。如果条件允许也可以为自己购买一些便携式的肺部功能检测仪器。在购买之后也应注意肺功能仪耗材的购买，和肺部功能仪纸口件、肺功能咬嘴、肺功能仪纸管、肺功能仪吹气筒、肺功能仪过滤器等相关配件的选择。这样才能为自身定制最适合的肺功能仪检测产品。

肺功能咬嘴厂家直销-香港肺功能咬嘴-德瑞康医疗器械(查看)由广州德瑞康医疗器械有限公司提供。“肺功能仪纸口件,打印纸,过滤器,定标筒,心电图打印纸”就选广州德瑞康医疗器械有限公司(www.zhikoujian.com)，公司位于：广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦3栋1楼102室，多年来，德瑞康坚持为客户提供好的服务，联系人：丘先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。德瑞康期待成为您的长期合作伙伴！