

绍兴负压引流装置 苏州亚新医疗用品

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 绍兴负压引流装置 苏州亚新医疗用品 |
| 公司名称 | 苏州市亚新医疗用品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴中区木渎镇钟塔路12号 |
| 联系电话 | 15995933777 |

产品详情

操作步骤1

- 1, 戴口罩, 洗手。
- 2, 将所备用物放置治疗车上, 推至病人床旁, 向病人做好解释工作。冬天关好门窗, 安置病人体位 (低半卧或平卧位)
- 3, 检查伤口, 暴露引流管, 松开别针, 负压引流装置, 注意保暖。
- 4, 检查无菌引流袋是否密封, 过期。打开外包装, 检查引流袋有无破损或管子扭曲, 将引流管挂于床沿, 再将引流袋外包装垫在引流管接口下面。5, 挤压引流管, 用血管钳夹注引流管尾端上3厘米处。

注意事项1

- 1, 严格执行无菌操作: 误插或脱出立即更换2.控制尿潴留患者放尿速度和量: 勿快, 放600 - 800ml夹管3.观察记录尿颜色量性质 (1) 正常: 1500 - 2000ml /24h 多尿>2500ml/24h 少尿<400ml/24h 无<50ml/24h (2) 色: 正常无色透明或淡黄色, 异常: 血尿、血红蛋白尿、胆红素尿 (3) 妥善固定尿管, 保持管道通常, 堵塞时及时检查并调整尿管位置, 用呋喃西林反复冲洗必要时更换

注意事项

- 1, 严格无菌操作, 保持引流袋位置低于引流部位, 引流袋可1周更换1 - 2次 (引流液有性状, 颜色改变的需每日更换)。
- 2, 保持引流管通畅, 定时挤压, 避免引流管折叠, 扭曲。

- 3, 观察引流液的量, 性状, 色泽变化, 与病情是否相符, 每日记录, 发现异常, 及时与医生联系。
- 4, 引流管妥善固定, 以防滑脱, 病人活动时勿将引流管拉脱。
- 5, 负压引流瓶更换方法相同。

绍兴负压引流装置-苏州亚新医疗用品由苏州市亚新医疗用品有限公司提供。苏州市亚新医疗用品有限公司(www.yx-yiliao.com)是江苏苏州,医疗器械的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在亚新医疗领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创亚新医疗更加美好的未来。