

便携式医用雾化吸入器 亚新医疗

产品名称	便携式医用雾化吸入器 亚新医疗
公司名称	苏州市亚新医疗用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇钟塔路12号
联系电话	15995933777

产品详情

那么，如何来挑选一台适合的雾化器呢？我们该以怎样的标准来判断雾化器的好坏呢？

首先，最好选择大品牌、有保障的雾化器。因为是辅助治疗用具，相对于杂牌，一些大品牌的产品其生产材料及品质更有保障。

其次，需要了解雾化器的种类。一般来说根据雾化原理的不同分为超声式雾化器和压缩式雾化器。超声式雾化器通过高频的超声波振动使药液雾化，由于振动过程中会产生巨大热量，可能会导致某些药物变性。同时，便携式医用雾化吸入器，其雾化粒子相对来说直径较大，基本为 $5\mu\text{m}$ （微米）以上，只能到达口鼻及上呼吸道。压缩式雾化器利用气流的高速喷射，药液受到撞击被打散成非常细小的雾状微粒，直径平均达到 $3\mu\text{m}$ （微米）或更小，能够直达肺泡、支气管等深处的有效治疗部位，达到最佳的 1 治疗效果，因此更为适合下呼吸道及肺部疾病患者，特别是慢阻肺患者。

效果的评定

除了微粒的直径以外，另一主要因素-每分钟的雾化药物量及雾的密度或浓度也很重要。使用超声雾化器固然吸收的较快，但是要特别注意在呼吸道狭窄时吸入效果会受到很大的影响。因为这种快速地吸入治疗，真正进入下呼吸道发挥作用的药粒很少，更不用说经过狭窄气道进入到后面的小气管中了。医学临床实验表明，最好的雾化率在 $0.20\sim 0.45\text{ml}/\text{min}$ 。超声雾化的雾化量大，可达 $1\sim 6\text{ml}/\text{min}$ ，但是气雾中水含量大大地超过药物含量，故只能输送蒸馏水蒸汽和很少量的药物。如吸入地塞米松则只能在局部起作用。而常规吸入庆大霉素在一般呼吸道感染时无此必要性。气道反应较高的病人在吸入蒸馏水时会引起支气管平滑肌痉挛

折叠压缩机 、 噪音

雾化器的噪音大小是其质量的重要指标。噪音大将影响本来就不佳的患者心情。

市面上销售的压缩雾化器的噪音大部分在80分贝左右。而质量好的压缩雾化器噪音应该在65分贝以内。

噪音大的机器，一般能感受到，而且制造商不会将机器的噪音值标示出来。而噪音小的机器，制造商都会标示。

、 振动

伴随噪音的是振动，一般来说，噪音大的话，其振动一定不小。

便携式医用雾化吸入器-亚新医疗(推荐商家)由苏州市亚新医疗用品有限公司提供。苏州市亚新医疗用品有限公司(www.yx-yiliao.com)为客户提供“医疗器械,塑料制品”等业务,公司拥有“亚新医疗”等品牌。专注于医疗器械等行业,在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:王经理。