

# 宿迁吸痰管 小儿吸痰管 亚新医疗

产品名称	宿迁吸痰管 小儿吸痰管 亚新医疗
公司名称	苏州市亚新医疗用品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇钟塔路12号
联系电话	15995933777

## 产品详情

12.做好湿化：吸引时应根据痰液的黏稠度及时调整，一次性吸痰管，气管内的湿化用注射器注盐水入气管插管或气管切开套管时，应先把针头拔掉，小儿吸痰管，以免针头以外松开，跌进气管。

13.注意观察：在吸痰的过程中，随时擦净喷出的分泌物，宿迁吸痰管，观察吸痰前、后呼吸频率的变化，同时观察吸出物的颜色、性状和量并做好记录。

苏州市亚新医疗用品有限公司欢迎广大新老客户来电咨询洽谈合作业务。

### 注意事项：

1，无菌操作，戴无菌手套持吸痰管的手不得污染，冲洗吸引管的生理盐水，应注明“口鼻腔”和“气管内”字样，不能交叉使用。

2.一根吸痰管只吸一次，口鼻、气管分开吸引。

3.坚持由内向外的原则，先吸气管内分泌物再吸鼻、口腔内分泌物。

4.操作前洗手，导管严格消毒。

5.防止缺氧：吸痰前应深呼吸3-5次 使用呼吸机者，需过度通气2-3分钟，以提高肺泡内氧分压，禁忌将吸痰管上下提插。 一次吸痰时间不超过15秒，动作轻柔，一次性使用吸痰管，左右旋转提吸，如分

分泌物过多一次吸不停，应再次行过度换气或深呼吸再吸引。

## 吸痰器结构与性能

(1)本吸痰器由唧筒、活塞、手柄、储痰室、吸痰管和排痰管接头组成。由铝合金制成，长22cm、重270g，吸痰管接头内径最狭窄处大于电动吸痰器的相应部位。(2)使用时抽拉一次可产生60kPa(450mmHg)的负压，连续两次抽拉即可产生80kPa(600mmHg)的负压。其吸力大于常用电动吸引器。

宿迁吸痰管-小儿吸痰管-亚新医疗(推荐商家)由苏州市亚新医疗用品有限公司提供。宿迁吸痰管-小儿吸痰管-亚新医疗(推荐商家)是苏州市亚新医疗用品有限公司(www.yx-yiliao.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。