

# 云南可视氮吹仪 莱普特科学仪器 可视氮吹仪厂家

产品名称	云南可视氮吹仪 莱普特科学仪器 可视氮吹仪厂家
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

## 产品详情

### 氮吹仪的注意事项

#### 勿带电打开水浴外壳

在实验过程中，仪器带电工作，以防水池里的物质通状况下发生漏电、触电意外，发生危险，请勿带电打开水浴外壳。

#### 禁止非专业人员检修仪器

氮吹仪的检修工作应当由专业人员进行，因其内部构造极为复杂，元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。

#### 不宜检测高物质

高物质，如在高温加热试验下易产生，因此，氮吹仪不宜检测高物质。

### 氮吹仪的细节注意

氮吹仪是一款科学研究仪器，不少的科研场所，可视氮吹仪品牌，氮吹仪仪器设备投入日益增加。我司为了避免设备使用率的问题，云南可视氮吹仪，我们会有这一类设备的使用教程，帮助您解决不会使用的问题。当然在使用的过程当中，也是需要避免使用违规操作的，可视氮吹仪生产厂家，所以对于设备

的使用，我们也准备了使用时需要注意的事项。

- 1、不能够使用低于100 燃点的试剂；
- 2、整个操作须在通风橱内进行；
- 3、注意个人的安全防护；
- 4、加热过程中，水箱不能移动；
- 5、不能用与酸、碱类物质；氮吹仪采用的是惰性气体对加热样液进行吹扫，所以在进行使用的时候，须注意这些事项。

为了安全起见，使用氮吹仪应注意些什么？

氮吹仪在同样环境条件下，加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都将影响蒸发浓缩效果。氮吹仪应当在通风橱中使用，以保证通风良好。

使用氮吹仪时，应保护好手和眼睛。

不要使用酸性或碱性物质，否则将会损毁氮吹仪。

加热时不应移动氮吹仪，以防。

调节时应尽量用手扶住通气板，使其能平稳升降，也避免由于通气板自身重力下降导致试管损坏，可视氮吹仪厂家，造成不必要得损失。

开始通入氮气时，应缓慢开启阀门，使其压力不超过压力表量程，防止样品溅起，造成损失和污染，也防止损坏压力表。

不将氮吹仪用于燃点低于100 的物质，像等的高物质不应使用氮吹仪。

为防止交叉污染，氮吹仪每次使用后，应及时清洗气针管。

云南可视氮吹仪-莱普特科学仪器-可视氮吹仪厂家由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司（[www.leopardchina.com](http://www.leopardchina.com)）为客户提供“PCR仪,离心机,恒温混匀仪,微孔板振荡器等等”等业务，公司拥有“莱普特”等品牌。专注于商业专用设备等行业，在北京 海淀区有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：蒋经理。