云南可视氮吹仪 莱普特科学仪器 可视氮吹仪厂家

产品名称	云南可视氮吹仪 莱普特科学仪器 可视氮吹仪厂家
公司名称	莱普特科学仪器(北京)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海定区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

产品详情

氮吹仪的注意事项

勿带电打开水浴外壳

在实验过程中,仪器带电工作,以防水浴池里的物质通状况下发生漏电、触电意外,发生危险,请勿带电打开水浴外壳。

禁止非专业人员检修仪器

氮吹仪的检修工作应当由专业人员进行,因其内部构造极为复杂,元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏 或产生安全隐患。

不宜检测高物质

高物质,如在高温加热试验下易产生,因此,氮吹仪不宜检测高物质。

氮吹仪的细节注意

氮吹仪是一款科学研究仪器,不少的科研场所,可视氮吹仪品牌,氮吹仪仪器设备投入日益增加。我司为了避免设备使用率的问题,云南可视氮吹仪,我们会有这一类设备的使用教程,帮助您解决不会使用的问题。当然在使用的过程当中,也是需要避免使用违规操作的,可视氮吹仪生产厂家,所以对于设备

的使用,我们也准备了使用时需要注意的事项。

- 1、不能够使用低于100 燃点的试剂;
- 2、整个操作须在通风橱内进行;
- 3、注意个人的安全防护;
- 4、加热过程中,水箱不能移动;
- 5、不能用与酸、碱类物质;氮吹仪采用的是惰性气体对加热样液进行吹扫,所以在进行使用的时候,须注意这些事项。

为了安全起见,使用氮吹仪应注意些什么?

氮吹仪在同样环境条件下,加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都将影响蒸发浓缩效果。氮吹仪应当在通风橱中使用,以保证通风良好。

使用氮吹仪时,应保护好手和眼睛。

不要使用酸性或碱性物质,否则将会损毁氮吹仪。

加热时不应移动氮吹仪,以防。

调节时应尽量用手扶住通气板,使其能平稳升降,也避免由于通气板自身重力下降导致试管损坏,可视氮吹仪厂家,造成不必要得损失。

开始通入氮气时,应缓慢开启阀门,使其压力不超过压力表量程,防止样品溅起,造成损失和污染,也防止损坏压力表。

不将氮吹仪用于燃点低于100 的物质,像等的高物质不应使用氮吹仪。

为防止交叉污染,氮吹仪每次使用后,应及时清洗气针管。

云南可视氮吹仪-莱普特科学仪器-可视氮吹仪厂家由莱普特科学仪器(北京)有限公司提供。莱普特科学仪器(北京)有限公司(www.leopardchina.com)为客户提供"PCR仪,离心机,恒温混匀仪,微孔板振荡器等等"等业务,公司拥有"莱普特"等品牌。专注于商业专用设备等行业,在北京海淀区有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:蒋经理。