

甘露醇恒温箱FYL-YS-230L

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 甘露醇恒温箱FYL-YS-230L |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | 888888.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 容积:150-1028升 物流:德邦送货上门 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849 |

产品详情

甘露醇恒温箱FYL-YS-230L用途:

天气寒冷时,手术室的甘露醇很容易结晶,易延误患者抢救时间,甚引起医疗纠纷。为此,手术室保存甘露醇成了一个待解决的难题。福意联甘露醇注射液防结晶保存柜,可用于已经结晶甘露醇在温度37~42度的环境里进行溶解,或25~27度的环境下保温,防止结晶现象的发生。

甘露醇恒温箱FYL-YS-230L公司说明--

北京福意电器有限公司本着“以德敬人,以诚立人”的企业,为客户提供优良、优良、耐用的恒温保存设备,保证设备使用寿命超出客户的期望值,帮助客户提升,降低成本,增强市场竞争力。我们秉持“做人以善为先,经营有章可循,”的经营理念,愿与新老客户携手共创辉煌。

甘露醇恒温箱FYL-

YS-230L参数:-----产品型号

容积大小 温度范围

外形尺寸:-----型号:FYL-YS-150L 150L

温度:2~48 外型尺寸:595×570×865型号:FYL-YS-230L 230L 温度:2~48

外型尺寸:595×590×1215型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2~48

外型尺寸:595×570×1445型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2~48

外型尺寸:595×695×1315型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2~48

外型尺寸:595×680×1805-----型号:FYL-

YS-151L 150L 温度:0~100 外型尺寸:595×565×860型号:FYL-YS-281L 280L

温度:0~100 外型尺寸:595×565×1440型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0~100

外型尺寸:595 × 675 × 1795

甘露醇恒温箱FYL-YS-230L使用说明:

- 1、先确认甘露醇恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。
- 2、确认甘露醇结晶程度，如果甘露醇结晶比较严重，已形成絮状结晶或块状，需要42度以上温度经行溶解，等完全溶解后把温度调为37度恒温保存；如果甘露醇没有结晶现象，只需要37度恒温保存，防止结晶及使用。
- 3、根据箱体大小放入相应的甘露醇瓶数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保甘露醇瓶完好不破裂现象。
- 4、使用者应根据甘露醇用量和甘露醇结晶情况来合理安排放入甘露的数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

甘露醇恒温箱FYL-YS-230L特点:

- 一、静音：运行工作声音低于49分贝，优于
- 二、容量大：更有效的内部空间设计，使您存放物体更方便。
- 三、可靠：使用经实际验证可靠的超零部件进行模块化设计，保证了整机的可靠性。
- 四、节能：优化制冷设计，PTC陶瓷加热新颖的密封结构，保证节能可靠。
- 五、福意联加温柜品牌：发泡、制冷剂均使用无氟。
- 六、移动灵活：脚轮设计，移动方便灵活。
- 七、宽电压带设计，适合中国国情，使用放心。
- 八、故障预警：具有环温高、高低温、断电、开门延时、传感器故障等报警

甘露醇恒温箱FYL-YS-230L相关:甘露醇静脉注射后迅速进入细胞外液而不进入细胞内。但当血甘露醇浓度很高或存在酸中毒时，甘露醇可通过血脑屏障，并引起颅内压反跳。利尿作用于静注后1小时出现，维持3小时。降低眼内压和颅内压作用于静注后15分钟内出现，达峰时间为30～60分钟，维持3～8小时。本药可由肝脏生成糖原，但由于静脉注射后迅速经脏排泄，故一般情况下经肝脏代谢的量很少。本药半衰期（ $t_{1/2}$ ）为100分钟，当存在急性功能衰竭时可延长6小时。功能正常时，静脉注射甘露醇100g，3小时内80%经脏排出。

勤发发