

浙江水浴氮吹仪 莱普特科学仪器厂家 水浴氮吹仪生产厂家

产品名称	浙江水浴氮吹仪 莱普特科学仪器厂家 水浴氮吹仪生产厂家
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

产品详情

为了安全起见，使用氮吹仪应注意些什么？

氮吹仪在同样环境条件下，加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都将影响蒸发浓缩效果。氮吹仪应当在通风橱中使用，水浴氮吹仪生产厂家，以保证通风良好。

使用氮吹仪时，应保护好手和眼睛。

不要使用酸性或碱性物质，否则将会损毁氮吹仪。

加热时不应移动氮吹仪，以防。

调节时应尽量用手扶住通气板，使其能平稳升降，也避免由于通气板自身重力下降导致试管损坏，造成不必要得损失。

开始通入氮气时，应缓慢开启阀门，使其压力不超过压力表量程，防止样品溅起，造成损失和污染，也防止损坏压力表。

不将氮吹仪用于燃点低于100 的物质，像等的高物质不应使用氮吹仪。

为防止交叉污染，氮吹仪每次使用后，应及时清洗气针管。

如何正确选择氮吹仪

- 1、如果需要一次处理的样品不多，就没必要买孔数多的cm-24氮吹仪
- 2、注意你要处理的样品需要盛装的容器，对干浴氮吹仪来说，有些孔数只对应相应的容器，水浴氮吹仪价格，如96孔的一般是对应96空的酶标板的，12孔一般是对应试管的
- 3、如果经常需要浓缩不同大小试管盛装的样品，又对产品污染要求小，建议选购水浴氮吹仪，反之选干浴。

注意几点。1、要求氮吹，空气要差点。
2、气流不能太大，能看到液面动就可以了。
3、10毫升的溶剂10分钟以内应该可以吹干。
4、尤其注意的是，近干不代表干，要留点，一般0.5毫升上下，待冷却到室温时不能干。否则就有损失了。

氮吹仪使用安全小知识

氮吹仪是一种分析仪器，它通过氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩，操作简便，容易控制。它可以很快得到预氮气吹扫仪期的结果，将具体的检测数据提供给检测人员。虽是如此，我们还是需要更加小心地使用氮吹仪，浙江水浴氮吹仪，以下就是需要注意的问题：使用用氮吹仪时，应当保护手和眼睛，要用三线接地电源接电使用。还有氮吹仪应当在通风橱中使用，以保证通风良好。加热时不要移动氮吹仪，以防烫受伤。不要带电打开水浴外壳，以防触电的。石油等的高物质不要使用氮吹仪。不要使用酸性或碱性物质，否则将会损毁氮吹仪。氮吹仪的维修应当由专业人员进行，水浴氮吹仪品牌，元器件替换不当可能引起氮吹仪损坏或产生安全隐患。了解氮吹仪的应用场合和使用事项，可以帮助我们更好的使用氮吹仪在同样环境条件下，加热媒质的干湿、通风橱内污染程度以及吹扫气体的纯度都将影响蒸发浓缩效果。

浙江水浴氮吹仪-莱普特科学仪器厂家-水浴氮吹仪生产厂家由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司（www.leopardchina.com）在商业专用设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，莱普特科学仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蒋经理。