

德瑞康 肺功能咬嘴销售 乐安肺功能咬嘴

产品名称	德瑞康 肺功能咬嘴销售 乐安肺功能咬嘴
公司名称	广州德瑞康医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦3栋1楼102室
联系电话	13602866647

产品详情

广州德瑞康——肺功能咬嘴

目前关于是否使用呼吸过滤器并没有强制规定，是否使用过滤器还是有争议的。一方面，一些肺功能检查设备，尤其是那些整合在多功能检测系统上的肺功能仪器使用了管道阀门，都是位于呼吸用的管道附近。呼出的雾状颗粒可能会沉积在这些管道阀门的内表面上。由于结构复杂，可能很难做到每个患者后都进行拆卸和消毒。呼吸过滤器可以滤掉呼出气中的微生物，这样就可以防止气雾颗粒沉积在肺功能仪器上，从这个角度上说是建议使用过滤器的。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能仪纸吹嘴的保存方法：肺功能仪纸吹嘴在干燥常温通风的情况下保存三年，标准包装是100个/盒，1000个一箱，肺功能咬嘴销售，广州德瑞康医疗器械有限公司的肺功能仪纸接管的原材料是进口原生态纸浆，肺功能咬嘴生产厂家，卷纸的胶水是对人体无伤害的食用胶水，吹气的时候含在嘴巴里完全对人体没伤害。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

医疗器械有限公司生产的肺功能仪检查过滤器和体检呼吸过滤器质量好，价格低，滤除率高，采用真空包装，保存时间长久。是呼吸科体检专用的耗材之一。一次性使用呼吸过滤器主要适用于与呼吸设备和肺功能仪相配套，供降低患者吸入或呼出颗粒性物质（包括微生物）的数量。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能仪纸口件：肺功能仪纸口件是作为肺功能仪的耗材使用。连接在肺功能测试者与肺功能仪的传感器端口之间的一次性使用耗材。肺功能仪纸口件主要用于医院门诊、病房、监护室、或者外出简易肺功

能检测仪设备的使用。目前一般都以肺功能检测仪的接入端口进行分类，进行规格的设置，目前国内从事肺功能仪纸口件供应的公司亦提供了量身定制的服务，医疗i设备供应商可以根据顾客要求进行相关的材料供应肺功能仪咬嘴的选用注意事项。

广州德瑞康医疗器械有限公司主营：肺功能过滤器，肺功能咬嘴，肺功能吹嘴，肺功能仪咬嘴，肺功能仪咬嘴。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

产品原理：采用进口过滤膜，肺功能咬嘴厂家直销，过滤呼吸操作过程中的细菌及病毒，乐安肺功能咬嘴，避免肺功能仪的交叉感i染。避免使患者的肺部感i染。产品技术特点：呼吸过滤器主要由医用优质HIPS材料和中间的过滤介质组成。目前，呼吸过滤器的过滤介质主要由三层聚烯驻极合成纤维的疏水材料组成。聚烯疏水材料不利于真菌、细菌和病毒生长。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

次性使用呼吸过滤器为一次性使用产品，由医用优质PP材料和中间的过滤介质组成。呼吸过滤器的过滤介质主要由带静电的超细聚丙i烯纤维组成。聚丙i烯是一种疏水材料不利于真菌、细菌和病毒的生长，呼吸过滤器有效滤除和阻挡患者呼吸道路与呼吸回路之间的细菌、病菌，降低下呼吸道感i染的发生率，减轻患者痛苦，同时保护麻i醉呼吸设备。

德瑞康(图)-肺功能咬嘴销售-乐安肺功能咬嘴由广州德瑞康医疗器械有限公司提供。广州德瑞康医疗器械有限公司（www.zhikoujian.com）为客户提供“肺功能仪纸口件,打印纸,过滤器,定标筒,心电图打印纸”等业务，公司拥有“德瑞康”等品牌。专注于医疗器械等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：丘先生。