

超净工作台 南通莱特仪器公司

产品名称	超净工作台 南通莱特仪器公司
公司名称	莱特（南通）科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南通市通州区金新街道正场村31组
联系电话	13071222380

产品详情

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作台，生物安全柜，鼓风干燥箱，恒温培养箱等产品。

超净工作台分类

- 1、按照操作方式来对它们进行分类，可以分为：单人单面、单人双面、双人单面、双人双面、三人单面等5种超净工作台。
- 2、按其气流方向，可分为水平单向流超净工作台、垂直单向流超净工作台和非单向流超净工作台。
- 3、水平单向流超净工作台：经过过滤的洁净空气自后向前直接吹向操作者，是一种通用性较强的局部洁净工作台，它广泛用于电子、精密仪器、制药行业等。
- 4、垂直单向流超净工作台：垂直流指的是经过过滤的洁净空气自上而下吹向超净台台面，然后再向前后吹出超净台，垂直流的超净台通常在实验室、生物制药、电子等领域使用。

超净工作台选购技巧

产品的档次

国内市场上超净工作台一般分为经济型、普通型、高档型三种。经济型采用国产的普通风机、国标的高效空气过滤器但指标低于国际标准，其控制系统简单，外观欠佳。普通型使用国内生产的空气过滤器、性能接近进口产品，使用中档风机，长时间使用风量会不均匀，其控制系统简单，综合性能好。高档型采用原装的过滤器，风机满足超净工作台的使用特性，超净工作台，使用电动机驱动玻璃门，箱体内有传感器，可反映过滤器的工作情况。

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。

操作结束后，清理超净工作台台面，收集各废弃物，关闭风机及照明开关，用清洁剂及消毒剂擦拭消毒；

最后开启超净工作台紫外灯，照射消毒30分钟后，关闭紫外灯，切断电源。

要注意经常用纱布沾上酒精将紫外线杀菌灯表面擦干净，保持表面清洁，否则会影响杀菌能力。

超净工作台-南通莱特仪器公司由莱特（南通）科学仪器有限公司提供。莱特（南通）科学仪器有限公司（www.layte.com.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！