

下排风通风柜 通风柜 瑞斯达通风柜

产品名称	下排风通风柜 通风柜 瑞斯达通风柜
公司名称	瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市蓬青路968号
联系电话	18550519634

产品详情

实验室通风柜安全事项

- 1、移动上下视窗时，要缓慢、轻移的操作，以免门拉手将手压坏;
- 2、实验过程中，将视窗离实验台面100-150mm为宜;
- 3、通风柜的操作区域要保持畅通，通风柜周围避免堆放物品;
- 4、如果通风柜启动有故障或听见风机声音不对，必须停止操作，须有专业的维修人员维修，不可自行拆卸和维修;
- 5、操作人员在不使用通风柜时，通风柜台面避免存放过多试验器材或化学物质，禁止长期堆放。

将通风柜的使用注意事项总结如上，注意实验室设备的使用方法有益于我们的安全保障!

实验室PP通风柜包含哪些部分呢?

照明：采用15W日光灯*2支，用全钢灯罩固定，下置灯罩玻璃，透明硅胶固定。

龙头：采用单口化验龙头，耐酸、防腐、防紫外线、辐射、加厚铜质，耐热;

滑轮：采用聚钾铈材质车制而成，聚钾铈有金属塑料之称，具有韧性、耐磨、无污染、耐用等特点，是

理想的绿色环保材料)

地脚：采用钢质车制万向防震调节脚，具有承重性能好、防震、

另外，旧式通风柜多用木材制成，但现代多为涂有环氧树脂的钢材制造。常见柜宽为1000、1200、1500、1800和2000毫米几个规格，深700-900毫米，高1900-2400毫米。可供1-3个人同时使用。通风柜一般靠墙安装。

清洗干净通风柜仪器的标准是什么？

洗干净的标准是：内壁可以附着水膜，通风柜，不汇聚水滴，也不会成股的淌下。

玻璃仪器洗刷的通常程序是这样的：自来水冲刷 洗刷剂刷洗 自来水冲刷2~3次
蒸馏水润洗2~3次(仅对定量试验和物质的查验试验而言)。

瑞斯达实验室系统设备(苏州)有限公司---实验室装备专家，主要从事通风柜，实验台，核医学通风柜，药品柜，器皿柜，钢瓶柜，安全柜，风机等实验室系统设备，欢迎来电咨询！

下排风通风柜-通风柜-瑞斯达通风柜(查看)由瑞斯达实验室系统设备(苏州)有限公司提供。“通风柜,实验台,药品柜,器皿柜,钢瓶柜等实验室系统设备”就选瑞斯达实验室系统设备(苏州)有限公司(rsdsys.tz1288.com)，公司位于：苏州市蓬青路968号，多年来，瑞斯达坚持为客户提供好的服务，联系人：许益平。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞斯达期待成为您的长期合作伙伴！