

吉林毛发毒品分析仪多少钱【合创物联】毛发毒品分析仪

产品名称	吉林毛发毒品分析仪多少钱【合创物联】 毛发毒品分析仪
公司名称	河南合创物联信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（郑东）商务内环路10号19层1903号（注册地址）
联系电话	13183001603

产品详情

使用毛发毒品分析仪来检查一个人是否涉毒，有着以下优点：

- 1.取样方便；
- 2.检测时限长；
- 3.难逃避；
- 4.易保存；

毛发毒品分析仪体积小，外观庄重大方，不需要笨重的前处理设备，也不需要复杂的试剂调试过程，内置式恒温生化培养装置可以有效提高检测精度和检测效率！

【河南合创物联信息科技有限公司】为广大客户提供的毛发毒品分析仪，有着非常好的使用性能，产品体积小，使用方便，检测结果可靠，是您非常好的选择。

目前很多禁毒机关部门都会选择使用毛发毒品检测仪来进行毒品的检测，毛发毒品检测仪可以高效快速的检测出身体内毒品的摄入量，那么毛发毒品分析仪到底是怎样来进行毒品检测的呢？

量子点是由有限数目的原子组成，三个维度尺寸均在纳米数量级。量子点一般为球形或类球形，是由半导体材料制成的稳定直径在2-20nm的纳米粒子，是2006年最有可能大规模应用的四大纳米材料之一。半导体材料中的这种量子点可以把电子锁定在一个非常微小的三维空间内，当有一束光照射时，电子会受到

激发跳跃到更高的能级。而当这些电子回到原来较低能级的时候，会发射出波长一定的光束。毛发毒品分析仪就是很好的运用量子点法从而对违禁的人体进行快速检测。使用毛发检测仪进行涉毒人员毛发样本提取时优势明显，具有样本提取方便，不需要特定场所与人员。

【合创物联】一直不断创新，持续改进毛发毒品分析仪的生产技术，只为生产出更让客户信赖认可的产品，员工们一直以高质量的产品，实干的精神为企业与客户服务。

毛发作为一个特殊的载体，不仅可以承载各种微量信息，而且可以长时间保留，毛发检毒的实效为15-180天，也就是说只要涉及一次毒品，在实效期内做毛发检测，都会判定为阳性。

在使用毛发毒品分析仪时，可以将提取的毛发样本用平剪剪碎至2-3mm大小，放置裂解液中，静置5分钟，用移液枪取50微升裂解液滴至检测卡取样孔，静置5分钟，然后放入毛发毒品痕迹定量分析仪进行检测，检测过程3秒钟左右。

如果您想了解更多关于毛发毒品分析仪的知识，可以到【合创物联】进行咨询，我们是一家专业研究、销售毛发毒品检测仪的公司，多年来凭借优质的产品和服务赢得了广大客户的一致认可。