

贵州除颤仪 医捷迅安 国产除颤监护仪厂家

产品名称	贵州除颤仪 医捷迅安 国产除颤监护仪厂家
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

产品详情

除颤仪/瑞士席勒DG5000除颤监护仪

瑞士席勒DG5000除颤监护仪

DEFIGARD 5000 医院除颤的全新景象 DEFIGARD 5000采用了高效的多脉冲双向波 (Multipulse Biowave?) 以及高精度监护模块, 并配以大屏幕彩色显示屏。10.4寸显示屏让DEFIGARD 5000能够同时清晰显示12导ECG波形。用户界面友好, 操作简单, 贵州除颤仪, 可通过导航旋钮和快捷键迅速访问所需的菜单和功能界面。除颤: 可使用除颤手柄、粘性电极片或体内除颤手柄
多脉冲双向波除颤技术——将安全与效能同时提升至极致 可选的半自动除颤模式 (AED) :
使用儿童电极时, 设备将自动调整除颤能量。

供应 心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

适应征

- (1)心室颤动是电复律的绝对指征。
- (2)慢性心房颤动 (房颤史在1年~2年以内) , 持续心房扑动。
- (3)阵发性室上性心动过速, 国产除颤监护仪厂家, 常规治疗无效而伴有明显血液动力学障碍者或预激综合征并发室上性心动过速而用药困难者。
- (4)呈1:1传导的心房扑动。

武汉医捷迅安商贸有限公司厂家直销、品牌经销 供应席勒除颤仪、普美康单除颤仪、普美康双相波除颤仪等品牌除颤设备。我们的宗旨是：客户的要求，我们的追求！

供应 心脏除颤仪/普美康Defi-B型便携式心脏除颤仪/席勒除颤仪/普美康XD除颤仪

保养制度

每次用仪器后用清洁的专用抹布湿式擦拭，如有血液、体液、分泌物污染时，用75%酒精进行擦拭。

每周专管人员定期检查机器效能，医用除颤仪的使用说明，清洁机器外壳，心脏除颤仪有什么作用，做好记录，每月统计一次。

每次使用除颤、监护后电量耗尽的电池完全充电需要16小时。

每月专管人员将除颤仪与电线断开连接，检查电池耗尽前所需时间大于1.8小时。

不允许将液体倾倒在仪器上，不允许使用有腐蚀性液体或溶剂清洁仪器。

不要让机器碰撞或尖锐锋利物品碰划

贵州除颤仪-医捷迅安-国产除颤监护仪厂家由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉医捷迅安商贸有限公司（www.whyjxa.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!