

不锈钢通风柜 通风柜 瑞斯达实验室系统设备

产品名称	不锈钢通风柜 通风柜 瑞斯达实验室系统设备
公司名称	瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市蓬青路968号
联系电话	18550519634

产品详情

使用通风柜时要注意哪些细节？

- 1、当两个以上的通风柜在一起使用一个风机的时候，为了不操作不当和失误，通风柜安装，开关尽量由一个人来控制，另一个通风柜不使用的時候，可以用风量调节阀来关闭通风口，不锈钢通风柜，以免重复开关风机，这种情况会对风机使用的寿命产生影响，同时也有可能对实验不准确。
- 2、使用通风柜是，不要有人员随便走动以免带来逆流风向对通风柜的干扰。在使用通风柜长达两小时时要进行10分钟的补风，使用达到五小时是要打开窗户，以免室内出现负压现象。

清洗干净通风柜仪器的标准是什么？

洗干净的标准是：内壁可以附着水膜，不汇聚水滴，也不会成股的淌下。

玻璃仪器洗刷的通常程序是这样的：自来水冲刷 洗刷剂刷洗 自来水冲刷2~3次 蒸馏水润洗2~3次(仅对定量试验和物质的查驗试验而言)。

瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司---实验室装备专家，主要从事通风柜，实验通风柜，实验台，药品柜，器皿柜，钢瓶柜，安全柜，风机等实验室系统设备，欢迎来电咨询！

实验室通风柜具有哪些作用？

在实验室中进行实验的时候，我们难免都会接触到一些化学试剂。这些化学用品中的很多成分都是对人

体有伤害的，在它们是固体或者是液体的时候，我们看得见，通风柜，还可很好的防护。可是有些化学试剂的挥发性很强，它在使用过程中会变成气体，我们看不见也摸不着。混合在空气中的有毒气体很容易就会被我们吸入到身体里面。

这个时候实验室通风柜的强大功能就开始体现了，它能够将这些有毒气体带走，保证我们身体的安全。通风柜主要是为了保证实验室的良好通风，避免一些有毒气体给我们带来的危害。对于一些专业人士来说，实验室的使用频率是很高的。

不锈钢通风柜-通风柜-瑞斯达实验室系统设备(查看)由瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司提供。不锈钢通风柜-通风柜-瑞斯达实验室系统设备(查看)是瑞斯达实验室系统设备（苏州）有限公司（rsdsys.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：许益平。