

负20度单门低温冰柜

产品名称	负20度单门低温冰柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度可调可控
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

福意联公司自成立以来坚决以精美负20度单门低温冰柜产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

我是（ ）福意联（姓名）何军杰【微信：fuyilian2015】，联系方式请联系网右侧，热烈欢迎各位朋友垂询，以下介绍仅部分产品型号，如需更多产品介绍您可随时多种方式找我，为您准备更全、更详细的产品资料。

负20度单门低温冰柜北京福意联有限公司是一家集制造、销售于一体的*医疗恒温系列产品的公司。多年来，公司一直秉承“不满意，就退”的企业使命，心怀“力做靠前”的美好愿景，兢兢业业地致力于各类的制造、与销售，现已成为各大的合作伙伴。

负20度单门低温冰柜公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联负20度单门低温冰柜由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

??????负20度单门低温冰柜系列产品适合、、库、科研院、高校、生物制药、基因工程、企业等需要恒温储存的场。箱体内储存温度可控制面板上的温度按钮调节，使用方便，性能可靠。用于2-8，-20，-30等等需要温度要求保存的、试剂、标本、样品、菌种等等的恒温冷藏保存。温度每度可以调节，带锁

，带多重报警功能，在很多的方面有着机器广泛的应用，20多年的企业，完善的保障，给你一个*，有保的产品，欢迎前来咨询！

负20度单门低温冰柜推荐参数：

<p>【型号】FYL-YS-128L (内嵌式双锁) 【机器可叠加双层使用】 【有效总容积】88L 【冷冻室面积】88L 【额定电压】220V 【额定输入功率】110W 【箱体尺寸】(W×D×H) 545×570×850 (mm) 【耗电量】0.56kwh/24h 【噪声(声功计)】 39dB(A) 【箱内温度可调范围】-30 -10 每度可调可控，根据您的要求设定需要的任意温度。 【制冷剂/用量】R600a/47g 【功能特点】1、微电脑控温，-30 ~10 范围内任意设定，控温；优化制冷系统，整机运行耗电低，制冷速度快，；2、温度等信息高亮数码显示，可随时观察运行情况；按键式控制面板，可按照实际需求设定温度，每度可调可控；3、采用优异*压缩机，性能稳定，静音，无氟制冷剂，*；立式设计，内部设置抽屉式隔层，适于物品分类存取，有效利用空间；4、大容量设计，占地小，有效节省实验室空间；箱体外壳采用优异钢板，内胆PS吸附材料一体成型，便于清洁；5、高密保温层，保温效果好，；独特内外气压平衡孔设计，方便冰箱门体开启；*门锁设计，防止随意开启；加厚发泡门设计，有效隔热；产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、上抽屉3个，5、下抽屉1个6、钥匙1套</p>

- (-30~+10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30~10 |
- 外型尺寸：550×560×850mm (-25~+10度系列) 型号：FYL-YS-30L | 温度：-25~10 |
- 外型尺寸：560×400×398mm 型号：FYL-YS-45L | 温度：-25~10 |
- 外型尺寸：650×400×430mm 型号：FYL-YS-60L | 温度：-25~10 |
- 外型尺寸：650×400×520mm 型号：FYL-YS-108L | 温度：-25~10 |
- 外型尺寸：605×570×932mm 型号：FYL-YS-158L | 温度：-25~10 |
- 外型尺寸：955×585×825mm 型号：FYL-YS-178L | 温度：-25~10 |
- 外型尺寸：965×520×855mm 型号：FYL-YS-228L | 温度：-25~10 |
- 外型尺寸：1040×630×910mm 恒温冷藏系列：型号：FYL-YS-50L 温度：4~38度
- 外型尺寸：430*480*510mm 单门双锁型号：FYL-YS-100L 温度：4~38度
- 外型尺寸：480*490*840mm 单门双锁型号：FYL-YS-138L 温度：4~38度
- 外型尺寸：540*550*840mm 单门双锁型号：FYL-YS-150L 温度：2~48度
- 外型尺寸：595*570*865mm 单门单锁型号：FYL-YS-230L 温度：2~48度
- 外型尺寸：595*590*1215mm 单门单锁型号：FYL-YS-280L 温度：2~48度
- 外型尺寸：595*570*1445mm 单门单锁型号：FYL-YS-310L 温度：2~48度
- 外型尺寸：595*695*1315mm 单门单锁型号：FYL-YS-430L 温度：2~48度
- 外型尺寸：595*680*1805mm 单门单锁低温系列：型号：FYL-YS-50LL 温度：-5度到10度
- 外型尺寸：430*480*510mm 单门单锁型号：FYL-YS-100LL 温度：-12度到10度
- 外型尺寸：480*490*840mm 单门单锁型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10度
- 外型尺寸：550*560*850mm 单门双锁冷藏恒温系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8度
- 外型尺寸：430*480*640mm 单门双锁型号：FYL-YS-88L 温度：2-8度
- 外型尺寸：480*490*840mm 单门双锁型号：FYL-YS-100E 温度：2-8度
- 外型尺寸：480*490*840mm 单门双锁型号：FYL-YS-828L 温度：2~48度
- 外型尺寸：1265*680*1823mm 双门双锁型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48度
- 外型尺寸：1265*680*2115mm 双门双锁

温度稳定：温度控制系统采用热敏电阻控制器及微电脑控制，可将箱内温度保持在设定水平，且不受环境温度的影响。强制空气循环可确保箱内温度在开门后立即返回到设定值，且保持整个箱内的温度均匀。配有优良控制系统，以应对频繁开门，确保出色的稳定性能和优良的温度控制。易于整理的内部设计：大容量环境实验箱具有灵活的内部布。可为那些对稳定制冷环境有要求的用户提供理想，持续的实验

环境。报警、*功能：配有蜂鸣器，可对温度过/过低发出警报，箱内温度异常上升时，电加热器自动关闭，同时强制空气循环令温度下降。另配有门锁，可保护贵重的贮藏物品。大型风扇：大型风扇能够保箱内温度恒定。放置在箱体内的测试仪器通电后，该热点的波动值达到优良小门框双锁控制，自动报警功能，物品存放更*。优良材料系列大容量环境试验箱使用HFC无氟制冷剂，并采用的隔热材料。

负20度单门低温冰柜我单位本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则。1、产品配发检验合格和使用说明书，以确保用户能正确使用我公司产品。2、我公司保出厂的产品均按有关生产和检验，不合格的产品决不出厂。保严格履行、兑现产品三包，严格执行工业产品有关规定，对出厂产品自发货日起的产品安装12个月以内（以先到者为限），若买方能够实产品是符合本公司建议的方法正确安装与使用；能够实产品本身确有设计、材料或加工缺陷，并向本公司提出书面申请，本公司将负现缺陷产品免费召回，更换或按订货价全额退。产品价格承诺：1、在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。2、在保修期内供方将免费和更换属质量原因造成的零部件损坏，保修期外零部件的损坏，提供的配件只收成本费，由需方人为因素造成的设备损坏，供方或提供的配件均按成本价计。冷藏需要注意几个问题：1.不是有的都适合放在冰箱中储存，一般不建议放冰箱。因为冰箱潮湿的环境对一般的性状会有影响。例如已开封的水剂放入冰箱保存，导致液体药剂在温度过低的环境下析出结晶，降低了有效成分的溶解度，降低药效。2.冷藏不是冷冻。有些生物制剂，如特混恒温等含有“生物”“活性因子”等字样的，不能置于冰冻层，因为在冻融过程中，会造成效价的降低，影响疗效。3.有些开封前后要求不同。如恒温制剂精蛋白锌重组人恒温混合注射液和生物合成人恒温注射液等，在使用前要求2~8℃冰箱冷藏，一经开封使用后，只需25℃以下保存，可存放约4周。类似的还有鲑鱼降钙素喷鼻剂，其开始使用后也不需要冷藏，可室温放置约4周。

在夏天，犹如人会中暑，也会“中暑”，因此，很多需要低温保存，以保质量。在为“防暑降温”时，冰箱是的用具。通常可以放入冰箱的有以下几种：针剂与片剂相比，针剂的稳定性相对较差，因此很多针...

在夏天，犹如人会中暑，也会“中暑”，因此，很多需要低温保存，以保质量。在为“防暑降温”时，冰箱是的用具。通常可以放入冰箱的有以下几种：

针剂

与片剂相比，针剂的稳定性相对较差，因此很多针剂应该放入冰箱保存。尤其是一些特殊，如胰岛素、白蛋白、乙肝、微生态制剂等生物制品，贮藏温度以2℃至8℃为宜，否则就会失效，甚至产生对人体有害的物质。

外用

滴眼液、滴鼻液、滴耳液、洗剂和漱口液等，在夏季放置在冰箱中冷藏，以较长的保存时间。

栓剂

栓剂在高温条件下，容易软化而不方便使用，而放入冰箱后，栓剂会处于硬化状态，便于使用。

混悬剂

以粉末状盛装在容器内的，在未冲泡的状态下，室温下的保存期为标示的有效期。一旦加水后，其保存

期限即已缩短，一般不超过15天，因此应该放置在冰箱中冷藏。