

一次性肺功能阻沫咬嘴 德瑞康 黑龙江肺功能咬嘴

产品名称	一次性肺功能阻沫咬嘴 德瑞康 黑龙江肺功能咬嘴
公司名称	广州德瑞康医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦3栋1楼102室
联系电话	13602866647

产品详情

广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能检查专用型一次性吸气过滤装置是联接受检者与肺功能仪器中间的过滤系统。病人的呼出来汽体历经吸气过滤装置，病菌、病毒感染等病原菌被吸附在过滤装置内，既能够避免病人呼出来的微生物环境污染仪器设备，又能够避免病人从环境污染的仪器设备中吸进微生物，合理地防止交叉式感染的产生，另外减少对仪器设备的耗损，提升肺功能检查监测工作效能。人们的商品选用高效率低阻过滤系统，肺功能检查吹嘴厂家批发，应用简单、经济发展安全性。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能仪一次性纸吹嘴科卡峰速仪纸吹嘴成人PEF-3峰速仪纸管儿童科卡口含嘴日本捷斯特chest肺功能仪，日本美能肺功能仪，一次性肺功能阻沫咬嘴，日本福田肺功能仪，意大利科时迈肺功能仪，德国耶格肺功能仪，江西肺功能咬嘴，德国格莱特肺功能仪一次性耗材肺功能仪一次性口含嘴纸咬口纸接口的标准包装是100个一盒，1000个一箱，凡是一次性订购满1000个可免费包邮，可根据客户需要开，订货尺寸不合适可免费换货退货。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能仪口件的使用说明：被试者要是将嘴唇含半拉肺功能检测仪纸口件，开展宁静呼吸和呼吸姿势2-3次，然后迟缓把汽体呼出来到不可以再呼出来已经，随后迟缓特别呼吸直至不可以吸进汽体已经，然后

恢复过来吸气，一次进行。进行全部检测全过程以后，肺功能咬嘴生产厂家，便能够将其从移交口处取下，做出相对解决（一些是一次性纸口件能够立即做为生活垃圾处理。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

自20世纪50年代肺功能检查（pulmonary function testing，PFT）技术应用于临床以来，逐渐在国内推广，近年来广泛应用于呼吸内科，胸腹部外科，儿科，妇产科，航空医学，高原医学，职业病评定等各个领域。国外研究已证实肺功能仪器易受多种微生物的污染，可导致受试者之间与医患之间发生交叉感染，在采取综合预防与控制措施的基础上，应用呼吸过滤器已成为有效可行的方法之一。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

主要用途适用肺功能检查用原材料木浆纸，经环氧乙烷灭菌，清洁水平高性能参数在其中日本国MINATO(美能)肺功能仪应用的一次性纸口件(mouth piece)性能参数规定规格：公称直径25mm，内壁摩擦阻力低于0.5公分。高宽比60-70mm均可。死腔量低于50ml应用范畴法国席勒:SP-1肺功能仪，日本国深圳福田:ST75肺功能仪/ST150肺功能仪，西班牙MITR。

广州德瑞康——肺功能咬嘴

广州德瑞康医疗器械有限公司生产的日本美能507肺功能仪纸咬口图片，销售电话。德瑞康品牌的肺功能仪一次性使用纸接口使用方法。广州德瑞康医疗器械有限公司的肺功能仪一次性使用呼吸过滤器塑料接口塑料咬嘴。广州德瑞康医疗器械有限公司的产品包装是标准包装肺功能仪纸吹嘴100个一盒，1000个一箱、500个半箱，可以根据客户要求定做合适数量。

一次性肺功能阻沫咬嘴-德瑞康-黑龙江肺功能咬嘴由广州德瑞康医疗器械有限公司提供。广州德瑞康医疗器械有限公司（www.zhikoujian.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德瑞康——您可信赖的朋友，公司地址：广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦3栋1楼102室，联系人：丘先生。