

精液恒温箱 精液冷藏箱 精液冷藏柜

产品名称	精液恒温箱 精液冷藏箱 精液冷藏柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-280L 作用:畜牧养殖保存精液疫苗
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

恒温箱 冷藏箱 冷藏柜公司本着“全员幸福，利益共享”的企业目标，致力于建设一个具备团结一致、分工、默契协作、有机互补、交流沟通，表现出高昂的士气，工作有更率的团队组合；构建一个具备主动性、思考性与合作性的团队。公司是致力于医用实验室行业的化企业，公司汇集了一大批高技术科研人员，销售队伍和服务团队，始终坚持以诚为本，以质为主的宗旨，凭借认真严谨的科研态度，坚实的技术力量，稳健的发展战略，在行业内树立了坚实的基础。

服务承诺：

公司拥有完整、的质量管理，为广大用户提供售前、售中、的全方位服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；，及时为客户解决产品维护和。

北京福意电器有限公司承诺为您提供的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，可以拨打，您可以快捷便利的服务！

(1)原理 常温保存主要是利用范围的酸性环境抑制精子的活动，或用冻胶环境来阻止精子运动，以减少其能量消耗，使精子保持在可逆性的静止状态而不丧失受精能力。常温有利于微生物生长，因此，还要用物质抑制微生物对精子的有害影响。加入必要的营养和保护物质，隔绝空气，也会有良好。

恒温箱 冷藏箱 冷藏柜

型号：FYL-YS-50LK容量：50L 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L容量：100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L容量：138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L容量：150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L容量：230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L容量：280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L容量：310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L容量：430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L容量：150L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L容量：280L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L容量：430L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

1.常温保存 常温保存(15—25)是将保存在变动幅度的室温下，以亦称变温保存或室温保存。常温保存需的设备简单，便于普及推广，特别适宜于猪全份保存。

恒温箱 冷藏箱 冷藏柜推荐参数

【产品型号】FYL-YS-280L

【容 积】280L

【温度范围】2~48

【额定电压】AC220V

【额定频率】50Hz

【外形尺寸】595×570×1445mm

【商品重量】73kg

【气候类型】N.SN

【制冷剂用量】R600a (55g)

【额定输入功率】160W

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3、自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度。具有低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。
- 5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 8、使用三层强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单：1、说明书1本2、保修卡1张3、合格1张4、搁架5个 5、钥匙1把

保存是为了延长精子的存活时间，扩大的使用范围，便于长途运输。

现行的保存方法，可分为常温(15—25)保存、低温(0—5)保存和超低温 (-79 ~ 196) 保存三种。前两者保存温度在0 以上，以液态形式作短期保存，故称液态保存；后者保存温度低于0 以下，以冻结形式作保存，也称冷冻保存。本书只介绍前两种方法。