

# 德瑞康 一次性肺功能咬嘴 甘肃肺功能咬嘴

产品名称	德瑞康 一次性肺功能咬嘴 甘肃肺功能咬嘴
公司名称	广州德瑞康医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区伴河路96号易博士大厦3栋1楼102室
联系电话	13602866647

## 产品详情

广州德瑞康医疗器械有限公司主营：肺功能过滤器，肺功能咬嘴，肺功能吹嘴，肺功能仪咬嘴，肺功能仪吹嘴。

### 广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能仪咬口的技术参数：其中日本MINATO（美能）肺功能仪使用的一次性纸口件（mouth piece）技术参数要求尺寸：.内径25毫米，内腔阻力小于0.5厘米 .高度60-70毫米均可 .死腔量小于50毫升。包装标准：100支独立纸盒包装，1000支一个标准箱。包装前有消毒，使用后不会交叉感染，完全改变以前塑料管的不卫生塑料口件。

### 广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能仪咬嘴简介何为肺功能仪咬嘴？肺功能仪纸口件，其为肺功能检测仪配件的一种。其英文名称为Mouth Paper of Spirometer(Mouth piece of paper for Lung function detector)。目前在医疗器械界肺功能仪纸口件有着多种叫法，一次性肺功能咬嘴，有的称之为“肺功能仪咬口、纸口件”，有的称之为“肺功能仪吹嘴”、“肺功能仪咬嘴”、“肺功能仪纸管”、“肺功能仪吹气管”、“肺功能仪吹气筒”、“肺功能仪纸口套”、“肺功能仪咬口”、“肺功能检测仪口垫”、“肺功能检测仪纸质咬嘴”、“肺功能检查仪咬口”、“肺功能仪雾化器咬口”等等。

### 广州德瑞康——肺功能咬嘴

产品功能：肺功能用一次性呼吸过滤器是连接受检者与肺功能仪器之间的过滤装置。病人的呼出气体经过呼吸过滤器，肺功能咬嘴批发价格，细菌、病毒等病原体被吸附在过滤器内，肺功能咬嘴生产厂家，既可以防止病人呼出的病原微生物污染仪器，又可以防止病人从污染的仪器中吸入病原微生物，肺功能咬嘴直销，有效地避免交叉感染的发生，同时降低对仪器的损耗，提高肺功能检测工作效率。我们的产

品采用高效低阻鼓励材料，使用简便、经济安全。

## 广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能仪一次性口含嘴纸接口纸咬嘴：广州德瑞康医疗器械有限公司生产的心肺检查仪纸接管口含嘴纸接口纸咬嘴全国诚招经销商分销商，欢迎致电咨询，长期合作有返现，欢迎广大经销商朋友加入我们。肺功能仪纸管：肺功能检查仪一次性使用纸管生产采用的原材料是进口原生态纸浆，原材料是无公害，使用后不会对环境产生污染，肺功能仪一次性纸接口的包装是正规包装，100个一盒，1000个一箱。可以根据客户的要求进行相应的包装。

广州德瑞康医疗器械有限公司主营：肺功能过滤器，肺功能咬嘴，肺功能吹嘴，肺功能仪咬嘴，一次性肺功能阻沫咬嘴，肺功能仪咬嘴。

## 广州德瑞康——肺功能咬嘴

肺功能仪口件的使用方法：被试者只要将双唇含半截肺功能检测仪纸口件，进行平静呼吸和吸气动作2-3次，接着缓慢把气体呼出到不能再呼出为止，然后缓慢深长吸气直到不能吸入气体为止，接着恢复正常呼吸，一次完成。完成整个测试过程之后，便可以将其从接管口处取出，作出相应处理（有些是一次性纸口件可以直接作为垃圾处理。

## 广州德瑞康——肺功能咬嘴

技术应用于临床以来，逐渐在国内推广，近年来广泛应用于呼吸内科，胸腹部外科，儿科，妇i产科，航空医学，高原医学，职业病评定等各个领域。国外研究已证实肺功能仪器易受多种微生物的污染，可导致受试者之间与医患之间发生交叉感i染，甘肃肺功能咬嘴，在采取综合预防与控制措施的基础上，应用呼吸过滤器已成为有效可行的方法之一。然而，目前PTF引起交叉感i染的危险性尚未引起人们的关注。了解广州地区肺功能实验室中呼吸过滤器的应用现状，将有助于提高医护人员对防治PFT交叉感i染的重要性的认识，以及促进PFT交叉感i染防控措施的普及，为此，我们对呼吸过滤器的应用现状进行了首i次调查。

德瑞康(图)-一次性肺功能咬嘴-甘肃肺功能咬嘴由广州德瑞康医疗器械有限公司提供。广州德瑞康医疗器械有限公司（[www.zhikoujian.com](http://www.zhikoujian.com)）是从事“肺功能仪纸口件,打印纸,过滤器,定标筒,心电图打印纸”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：丘先生。