

RoHS2.0快速检测仪

产品名称	RoHS2.0快速检测仪
公司名称	苏州英特仪器科技有限公司
价格	270000.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市青阳南路285号3号楼
联系电话	0512-57960683 15995623913

产品详情

<p>度高不内置标准曲线等特征。型企业在用申报环评中操作简单等工人员可以直接操作；检测精</p> <p>柱温箱系统</p> <p>温度范围：环境温度+5 ~ 450</p> <p>三阶程序升温，升温速率0~50 /min；增量0.1 /min，控温精度±0.015</p> <p>可以由用户重新校正炉温，并随意设定最高温度。</p> <p>智能屏可系统两级可变进出风量，缩短了升/降温后系统稳定平衡时间。柱箱由 300 降至</p>
<p>进样系统</p> <p>1 填充柱进样器：适用于各种口径填充柱及大口径毛细管柱。</p> <p>2 毛细管进样器：可选装由编程阀控制的分流/不分流进样系统。</p> <p>3 可选配本公司的顶空进样器及热解析仪。</p>
<p>检测器系统</p> <p>氢火焰离子检测器（FID）：</p> <p>操作简单，安装方便，维护简单，量程宽。 操作简单：输入信号可进行对数放大。</p> <p>检测限：Mt 5×10⁻¹²g/s(正十六烷)</p> <p>基线噪声：6×10⁻¹²A/H</p> <p>线性范围：10⁵</p> <p>稳定时间：< 0.5h</p> <p>主要性能参数：</p>
<p>触摸屏显示输入，自动阀切换，实现对样品管的裂解和解析加热的自动控制，保证系统重复性。</p> <p>可与国内外气相色谱联控。</p> <p>具有自主知识产权的阀切换系统，无死体积，稳定高效，样品无残留。</p> <p>解吸管加热快速稳定快速，低电压工作，安全可靠。</p> <p>解吸装置自带分流阀，可有效解决样品量过大的问题。</p> <p>可根据用户需要，对不同直径的解吸管中的样品进行加热处理，温度最高可控制在 600</p> <p>解吸装置直接安装在气相色谱仪的进样口上，可保证样品迅速脱附进入色谱。</p> <p>可直接对标准大气采样管或任何含有有机物的固体材料进行脱附、解吸、进样分析。</p> <p>仪器可控制一台解吸管清洗装置，可同时处理 30 支解吸管（可选件）。</p>

