

实验室工作台 工作台 南通莱特仪器有限公司

产品名称	实验室工作台 工作台 南通莱特仪器有限公司
公司名称	莱特（南通）科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省南通市通州区金新街道正场村31组
联系电话	13071222380

产品详情

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作台，生物安全柜，鼓风干燥箱，恒温培养箱，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜等一系列产品。

超净工作台保养规程

- 1、应安放于卫生条件较好的地方，便于清洁，门窗能够密封以避免外界的污染空气对室内的影响。
- 2、安放位置应阔别有震动及噪音大的地方。
- 3、严禁安放在产生大尘粒及气流大的地方，以保证操纵区空气的正常活动。

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作台，生物安全柜，鼓风干燥箱，恒温培养箱，恒温恒湿箱，人工气候箱，水浴锅，通风柜等一系列产品。

超净工作台是采用紫外线灭菌法进行灭菌处理的，紫外杀菌主要有两种途径，超净工作台使用，一是紫外线直接照射杀菌，二是紫外电离空气产生臭氧杀菌，所以在开紫外线的时候最好还是不要开风，工作台，并照射足够的时间。用之前用酒精消毒一边也是很必要的

莱特（南通）科学仪器有限公司是一个专业生产实验室仪器设备的综合性公司。产品主要有：超净工作

台，生物安全柜，实验室工作台，鼓风干燥箱等一系列产品。

无菌操作原则：

一、在执行无菌操作时，必须明确物品的无菌区和非无菌区。

二、执行无菌操作前，先戴帽子、口罩、洗手，并将手擦干，净化工作台，注意空气和环境清洁。

三、夹取无菌物品，必须使用无菌持物钳。

四、进行无菌操作时，凡未经消毒的手、臂、均不可直接接触无菌物品或超过无菌区取物。

五、无菌物品必须保存在无菌包或灭菌容器内，不可暴露在空气中过久。无菌物与非无菌物应分别放置。无菌包一经打开即不能视为绝对无菌，应尽早使用。凡已取出的无菌物品虽未使用也不可再放回无菌容器内。

六、无菌包应按消毒日期顺序放置在固定的柜橱内，并保持清洁干燥，与非灭菌包分开放置，并经常检查无菌包或容器是否过期，其中用物是否适量。

实验室工作台-工作台-南通莱特仪器有限公司(查看)由莱特（南通）科学仪器有限公司提供。莱特（南通）科学仪器有限公司（www.layte.com.cn）位于江苏省南通市通州区金新街道正场村31组。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前莱特仪器在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。莱特仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。莱特仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。