

# 电除颤仪 医捷迅安 香港除颤仪

产品名称	电除颤仪 医捷迅安 香港除颤仪
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

## 产品详情

2电极 体外电复律时电极板安放的位置有两种。一种称为前后位，即一块电极板放在背部肩胛下区；另一块放在胸骨左缘3~4肋间水平。有人认为这种方式通过心脏电流较多，使所需电能较少，自动除颤仪，潜在的并发症也可减少。选择性电复律术宜采用这种方式。另一种是一块电极板放在胸骨右缘2~3肋间（心底部）。另一块放在左腋前线内第5肋间（心尖部）。这种方式迅速便利，适用于紧急电击除颤。两块电极板之间的距离不应 $<10\text{cm}$ 。电极板应该紧贴病人皮肤并稍为加压，不能留有空隙，边缘不能翘起。安放电极处的皮肤应涂导电糊，也可用盐水纱布，紧急时甚至可用清水，国产除颤仪，但绝对禁用酒精，否则可引起皮肤灼伤。消瘦而肋间隙明显凹陷而致电极与皮肤接触不良者宜用盐水纱布，并可多用几层，可改善皮肤与电极的接触。两个电极板之间要保持干燥，避免因导电糊或盐水相连而造成短路。也应保持电极板把手的干燥。不能被导电糊或盐水污染，以免伤及操作者。当心脏手术或开胸心脏按摩而需作心脏直接电击除颤时，所需专有小型电极板，一块置于右心室面；另一种置于心尖部，心脏表面洒上生理盐水，电极板紧贴心室壁。

普美康XD1除颤仪应用了新型的双相波除颤技术。

除颤脉冲的电流可调节，可避免引起心肌损伤的电流峰值。

在自动模式下，可针对每位患者的体内电阻计算相应的释放能量，采取合适的治疗，达到较高的成功率。

在手动模式下，施救者可自行选择所需的除颤能量。双相波可在一个周期内变换电流方向，使除颤刺激小，效果好。

普美康脉冲在第一相和第二相都是矩形脉冲。所以可以达到一个近乎理想的除颤效果。

XD1功能设计确保操作安全迅捷。

技术最高超，操作最简单！

心脏除颤仪/普美康心脏除颤仪/Defi-B型便携式心脏除颤仪

除颤器的使用程序

1.做好心电监护，明确除颤指征。

患者平卧于硬板床。

能量选择。

将电极板涂好导电膏或将盐水纱布放于患者胸壁上。

按下充电按钮，此时会听到连续的充电声而不是蜂鸣声。

将电极板放于患者的胸壁上，优化与病人的接触。

清楚响亮的喊一声“离床”。术者两臂伸直固定电极板，使自己的身体离开床缘，电除颤仪，然后双手同时按下放电按钮，进行除颤。

评价除颤效果:电除颤后立即继续CPR，经过5组CPR后，香港除颤仪，检查心律，有指征时再次给予电除颤。

解除除颤时，按解除按钮。如30秒未执行除颤电击，除颤器将自动解除。

操作完毕，关闭电源，复原按钮，清理电极板，按规定位置准确摆好。

电除颤仪-医捷迅安(在线咨询)-香港除颤仪由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司（[www.whyjxa.com](http://www.whyjxa.com)）位于武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前医捷迅安在行业专用设备中享有良好的声誉。医捷迅安取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。医捷迅安全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。