

亳州烤箱 烤箱怎么样 陶迈森科学仪器

产品名称	亳州烤箱 烤箱怎么样 陶迈森科学仪器
公司名称	苏州陶迈森科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区（吴中区）星湖街1211号仁恒PAR KA座5F
联系电话	13862625813

产品详情

鼓风干燥箱

产品特点

大屏幕液晶显示，烤箱怎么样，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，亳州烤箱，便于操作。（标配）

采用风机快慢速控制方式，提高了工作室的温度均匀性。

采用自主研发的风道循环系统，自动排放箱体内部的水蒸气，烤箱性能，再无手动调节的烦恼。

采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。

内胆采用镜面不锈钢，搁板支架可以自由装卸，半圆形四角设计使清洁更方便。

箱体外壳采用优质冷轧钢板制造，表面静电喷塑。

15°视角操作界面，方便操作，美观大方。

独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

具有RS485接口可连接记录仪和计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

用途概述

供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌作用。

可选配件

智能型程序控制器

独立限温控制器

嵌入式打印机

RS485接口和专用软件

测试孔25mm/50mm

注：性能参数测试在空载条件下，无强磁、无震动下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH。

输入功率 2000W时，配置16A插头，其余产品配置10A插头。

鼓风干燥箱

工作室空气经电加热器加热后，经风机强制循环，在工作区与被加热物品进行均匀的热量交换，以达到烘烤或干燥的目的。

一般分为镀锌钢板和不锈钢内胆的，指针的和数显的，自然对流和鼓风循环的，常规烘箱和真空类型的。

使用电热鼓风干燥箱烘干固体粉末药品的时候需不需要盖上称装固体粉末药品的瓶盖呢？如果是使用称量瓶称装的药品，可盖可不盖，若无粉尘扬起就不盖，若粉尘被吹起就盖上为好。

- 1.如果无粉尘扬起，建议不要盖（一般情况下也是不让盖上的），放置在烘箱中本身是加快挥发物会发，盖上盖子会影响挥发。
- 2.如果确实粉尘会扬起建议盖上，一是防止鼓风时样品流失，二是可以防止污染。
- 3.这个才是解决办法，一般烘干固体粉末药品使用电热恒温干燥箱，不带鼓风的，或者购买电热鼓风干燥箱，鼓风机有单独开关的。这样做实验的时候就可以不盖盖子，也不会扬尘。

鼓风干燥箱

折叠分类

电热干燥箱根据应用的不同，分为鼓风干燥箱和恒温干燥箱。

折叠结构区分

鼓风干燥箱台式与立式的区分：

1、立式鼓风干燥箱采用长方体落地式结构，一般是直接放置在试验室地面上。试验仪表一般是在干燥箱的上边，便于操作。立式鼓风干燥箱采用美国原装进口风机，立式、垂直强迫对流，使工作室温度均匀，可按国家标准($\pm 2\%$)因为风道结构比较特殊，风机在箱体的底部，自然空气对流。立式鼓风干燥箱功率和结构较大，适用于各种产品或材料及电气、仪器、仪表、元器件、电子、电工及汽车、航空、通讯、塑胶、机械、化工、食品、化学品、五金工具在恒温环境条件下作干燥和各种恒温适应性试验。

2、台式鼓风干燥箱采用卧式的箱体结构，仪表在箱体右边，箱体小巧便于试验移动。在工矿企业、大专院校、生物制药、食品加工、科研、医疗单位和各类实验室作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙、融腊和消毒、灭菌之用。台式鼓风干燥箱采用热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室温度均匀，广泛用于玻璃器皿的干燥，实验样本、食品、化学物质的热变性、热硬性、热软化、水分排除，生物工程中器皿、器具的干热杀菌，电子元器件的干燥、老化。

亳州烤箱-烤箱怎么样-陶迈森科学仪器(推荐商家)由苏州陶迈森科学仪器有限公司提供。亳州烤箱-烤箱怎么样-陶迈森科学仪器(推荐商家)是苏州陶迈森科学仪器有限公司(shop1357371039766.1688.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陶沙。