

云启维修 ED3470TK十二指肠镜维修 山西十二指肠镜维修

产品名称	云启维修 ED3470TK十二指肠镜维修 山西十二指肠镜维修
公司名称	广州云启医疗设备维修服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州天河区东环路126号广信 (国际)机械大厦2栋311
联系电话	15013291722 15013291722

产品详情

广州云启医疗设备维修服务有限公司位于广州市天河区珠村。本公司针对动力系统、手术器械、医疗电子设备、超声&探头、软镜、硬镜等项目维修。我们公司致力成为广大企业单位的维修服务商。“管理创造价值，服务提升优势，“品质至上，服务至优”是我公司的发展理念。“团结、创新、务实、奋进”是公司矢志不渝的追求。Ikdjiolkh公司倍加珍惜每一分荣誉，坚持服务至上、客户至上、以质兴业、以优取胜的经营宗旨，为广大企业提供优良的服务保障。

云启医疗--软镜维修内镜的几个特殊故障的预防及检修

故障二十二指肠镜维修

少数国产的内镜在使用时出现自动送气，造成体内压力过大，bing人痛苦不堪。

1.故障原因：送气，送水按钮上的胶圈被磨损或操作把内的送气，送水铜体损坏了。

2.故障排除：更换按钮的胶圈，如果无效果，则需要更换操作把内的刚体，并经常在胶圈上涂抹硅油，增加其灵活性。

云启医疗--软镜维修内镜的几个特殊故障的预防及检修十二指肠镜维修

故障三

弯曲橡皮变得松弛，失去了弹性，甚至视野中出现彩虹、水珠、霉斑等。

1.故障原因：弯曲橡皮黏上了油脂性物质，比如液体石蜡、凡士林、及橄榄油而与它发生了反应。变得松弛甚至破损而液体进出像束，出现彩虹等现象

2.防止故障方法：应选择良好的润滑剂，有些医院采用自制的纤维润滑剂，经临床使用效果好，如下：硼酸12.5g，液化酚5ml，BF-1T290电子支气管，利多3.5g，西黄芪胶8.8g，甘油175ml，水98ml，将它们混合调成糊状接可以了。

广州云启医疗设备维修服务有限公司的服务理念：先做人，后做事！服务标准：诚心做好每件事！服务目标：服务百分1百满意！服务作风：质量.安全.迅速！服务宗旨：顾客至上！我们本着顾客至上的服务宗旨，为您提供优质温馨的服务！lkdjiolkh经营哲学：顾客至上，高效优质，精益求精。

云启医疗--软镜维修

CCD故障

CCD是电子内镜的核心部分，是电子内镜中带有光电耦合元件的微型摄系统。预防其故障发生必须保持镜体的密封性。内镜的检查、清洗及消毒过程都是在液体环境下进行的，若镜体漏液会造成图像模糊和斑痕现象，处理不及时就会使图像产生永久性斑痕，影响诊断，甚至造成CCD的损坏。常见的引起镜体漏液而导致CCD损坏的故障有弯曲部橡皮和钳道管的损坏。

云启医疗--软镜维修电子胃镜的保养维护十二指肠镜维修1.1

弯曲部橡皮的损坏：弯曲部橡皮是插入部前端一长约10 cm的部分，它是由很薄的橡皮包裹成的。操作者在检查、清洗、消毒胃镜的过程中不能将其碰到锐利的物体和器械。经过长时间的使用我们发现橡皮部会有磨损的痕迹。找其原因，可能是与牙垫磨擦有关。因此，操作者在进镜、退镜时应尽量减少橡皮与牙垫的接触。

1.2 钳道管的损坏：钳道管是活检钳和疗器械的通道。操作不当，很容易导致它的损坏，山西十二指肠镜维修，造成镜体漏液。在操作过程中应尽量减少对钳道管内壁的磨损。在送器械的过程中可先将镜身打直，待器械从管道孔送出后再调节角度。做内镜疗时附件应伸出钳道管后再踏开关，送器械遇到阻力时千万不能强行插入。

1.3 弯曲部橡皮和钳道管的损坏：往往不能及时发现。因此，为了及时发现问题而不至于损坏CCD，ED3470TK十二指肠镜维修，好每天检查结束后测漏一次，若发现漏气应尽快送维修站处理。

广州云启医疗设备维修服务有限公司因为精益求精，ED3670TK十二指肠镜维修，所以绵延久远。经过长时间地积极探索、开拓创新，为客户提供咨询、保养、维修、保修等服务。主要维修动力系统；手术器械；电子设备；超声类；超声探头；软镜；硬镜。目前已俨然成为一家集高技术、优服务、高标准为一体的精细化、流程化的软镜维修公司。企业围绕实施“管理科学化，服务规范化、收费合理化”战略，服务范围不断扩展。lkdjiolkh

云启医疗--软镜维修光学纤维内窥镜漏水时出现的现象 1. 图像模糊

zui初出现图像不清晰，不能肯定图像模糊完全是由漏水引起的，有可能是先端部保护玻璃不干净或磨花，或者是物镜出现油性雾，或者是目镜本身有问题，也有可能是物镜与导像束之间、目镜与导像束之间相对位置移动。在排除这些问题之后，才能决定机器出现了漏水。造成图像模糊的原因很简单，是

因为进水后水分附着在光学零件的端面上。

云启医疗--软镜维修FUJINON电子内镜系统介绍：一、88系列。该系列属于富士能公司第一款电子内镜系统，彩色CCD，主机一体化，选用12V、75W卤素灯泡，代表

型号有：WG-88FP和WC-88WM.FUJINON电子内镜系统介绍：二、99系列。该系列属于富士能公司的一款过渡型电子内镜系统，彩色CCD，主机一体化，选用15V、150W卤素灯泡

，代表型号有：EG-99WR、EC-99WM。

云启维修-ED3470TK十二指肠镜维修-山西十二指肠镜维修由广州云启医疗设备维修服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州云启医疗设备维修服务有限公司（www.funqi.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!